



Tokuyama Dental

o n . a t . o f f

トクヤマ オルソフォース LC

o n . a t . o f f

TOKUYAMA ORTHOFORCE LC

o n . a t . o f f



TOKUYAMA ORTHOFORCE LC

トクヤマ オルソフォース LC

高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
(管理医療機器) 認証番号 226AFBZX 00069000



ご使用の際には製品添付の添付書類をよくお読み下さい。

トクヤマ オルソフォース LC TOKUYAMA ORTHOFORCE LC

o n . a t . o f f

接着性SRモノマー配合により歯牙へのダメージ少なく、そして高接着

マイルド
エッチング



1液プライマー・1ペースト・光照射5秒*

簡単
操作



ブラケット装着時、余剰ペーストの除去が簡単。
ディポンド後のセメント除去も簡単。

※セラミックス、プラスチック製
ブラケット:ブラケットの真上から5秒
金属製ブラケット:近・遠心の2方向から各5秒



高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材
トクヤマ オルソフォース LC
標準医院価格...¥17,000/セット

プライマー(5mL) 1本、
ペースト(1.8mL/4g) 2本、
ディスポ混和皿 20個、
ミニブラシ(グリーン) 50本

コード	品名	内容	標準医院価格
53012	トクヤマ オルソフォース LC セット	1セット	¥17,000
53023	トクヤマ オルソフォース LC プライマー (5mL)	1本	¥8,000
53024	トクヤマ オルソフォース LC ペースト (1.8mL/4g)	1本	¥6,000
34651	ディスポ混和皿	50個	¥1,000
53032	ミニブラシ(グリーン)	50本×2	¥1,500

(管理医療機器) 認証番号 226AFBZX00069000

関連
製品



歯科セラミックス用接着材料/歯科金属用接着材料
トクヤマ ユニバーサルプライマー
補綴物にブラケット、チューブ等を接着させる前処理材です。ポーセレン、ジルコニア、硬質レジン、金属等にご使用頂けます。
標準医院価格... ¥8,000/セット

プライマー-A(2mL) 1本、
プライマー-B(2mL) 1本

コード	品名	内容	標準医院価格
16251	トクヤマ ユニバーサル プライマー セット	1セット	¥8,000
16261	トクヤマ ユニバーサル プライマー-A (2mL)	1本	¥4,100
16262	トクヤマ ユニバーサル プライマー-B (2mL)	1本	¥4,100

(管理医療機器) 認証番号 224AFBZX00052000

このパンフレットの内容は、予告なく変更することがありますのでご了承下さい。価格は2014年9月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 トクヤマデンタル

インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間
9:00~12:00, 13:00~17:30 (土日祭日は除く)

札幌 TEL 011-812-5690 仙台 TEL 022-717-6444 東京 TEL 03-3835-7201
名古屋 TEL 052-932-6851 大阪 TEL 06-6386-0700 福岡 TEL 092-412-3240

ホームページ <http://www.tokuyama-dental.co.jp>

■ご用命は