

エリートモデル

Elite Model




- ▶ 汎用性が高い
- ▶ チキソトロピーに優れている
- ▶ 膨張率の低い硬石膏
2時間後0.04%→48時間後0.07%

エリートモデル

商品コード	カラー	包装内容	入数	価格
Ⓐ C410080	アイボリー			
Ⓑ C410070	スチールブルー	3kg	1パック	1,500円
Ⓒ C410060	ホワイト			

販売名:エリートモデル 一般医療機器 届出番号:27B2X00268Z00016
※ホワイトは少しグレイがかった色になります。

一般模型、対合歯列模型、可撤性補綴物の埋没用



テクニカルデータ

混水比	硬化時間	硬化膨張率 (2時間後)	硬化膨張率 (48時間後)	圧縮強さ (1時間後)	圧縮強さ (48時間後)
30 ml/粉100g	12分	0.04%	0.07%	31 MPa	62 MPa

※製造業者の測定値であり、規格値ではありません。

Premium Plus Japan Co.,Ltd. (プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒563-0025 大阪府池田市城南1-4-2 2F

〈お問合せ窓口〉072-735-7101 9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター: 〒561-0805 大阪府豊中市原田南1-13-5
(製造販売業)

※商品は税別価格となります。

担当販売店