

エリートアーチ

Elite Arti



Zhermack[®]
BEYOND INNOVATION

CHECK!

▶ **低膨張率0.02%**

硬化後の咬合位置のズレ、
上弓の浮き上がりの心配がありません。

▶ **硬化時間が早い**

5分の硬化で、咬合器からの取り外しが可能になり、
作業効率のアップが期待できます。

▶ **ポジショニングが容易**

咬合器と模型の位置を簡単に保持でき、
上下同時装着がしやすくなります。

エリートアーチ

商品コード	カラー	包装内容	入数	価格
C410100	ホワイト	3kg	1バック	2,200円

販売名:エリートアーチ 一般医療機器 届出番号:27B2X00268Z00017

咬合器マウント用硬石膏

硬石膏

マウント
専用



咬合器装着時

テクニカルデータ

混水比	硬化時間	硬化膨張率 (2時間後)	硬化膨張率 (48時間後)	圧縮強さ (1時間後)	圧縮強さ (48時間後)
30 ml / 粉100g	5分	0.02%	0.06%	26 MPa	59 MPa

※製造業者の測定値であり、規格値ではありません。