



セーフベーシック 滅菌シールパウチ

SafeBasics Pouches | オートクレーブ・EOガス滅菌用




院内感染防止の必須アイテム。
品質とリーズナブルを両立しました。



- 粘着シール付きなので、滅菌物を入れてからワンタッチで簡単に密封できます。
- 滅菌状態を一目で確認できるインジケータ付き。
- オートクレーブ・EOガス滅菌両用。(※乾熱滅菌器にはご使用できません)
- 内容物の確認がしやすい透明フィルムタイプです。

滅菌条件	オートクレーブ	EOガス
時間 (分)	30分	4分
温度 (°C)	121 °C	134 °C
相対湿度 (%)	—	—
EOガス濃度	—	600
乾燥・曝気時間 (分)	15 - 30分	20 - 30分
		12時間



※印刷の色、実際の色とは多少異なることがあります。
※インジケータは化学的インジケータであり、あくまでも滅菌物が滅菌工程にさらされたか否かを区別するもので、滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	外寸(横×縦)	内寸(横×縦)	入り数	JANコード	参考医院価格	備考
S JS67571	57×102mm	37×77mm	1ケース/50箱(200枚/箱)	4894476000611	オープン価格	ファイルやリーマー、止血用ガーゼなど
M JS67892	89×229mm	69×204mm	1ケース/10箱(200枚/箱)	4894476000628	オープン価格	基本セットやハンドピースなど
L JS67132	134×254mm	113×229mm	1ケース/10箱(200枚/箱)	4894476000635	オープン価格	鉗子など大きめのインストルメントや小器具をまとめて
LL JS67193	190×330mm	170×305mm	1ケース/ 5箱(200枚/箱)	4894476000642	オープン価格	基本セットをトレーごと入れるなら

201410-D

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【デンタル事業部】
 〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F
TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074
 dental@medicom-japan.com http://www.medicom-japan.com

YAHOO! Google で **メディコムジャパン** と検索ください!