


MANI ステンレスバーハード
® STAINLESS BURS HARD



FOR ADVANCED TREATMENT — 高度な治療のために —

28mm追加により
用途倍増!



ステンレスの時代到来!



サビによる様々な悩みを解決!

- ① コントラチャックの損傷
- ② 患者様の口腔内に使用する抵抗感
- ③ 他の製品と分けての管理(貰いサビ防止)
- ④ 防錆剤の購入使用(余分なコストと労力)



サビを気にせず
オートクレーブ可能

衛生面向上

切れ味良好

切削性持続

症例提供

● 髓床底部の第二、第三象牙質除去 ※ 髓床底部、根管口部の添加象牙質をパーフォレーションしないよう切削部を見ながら除去。

■ 日本大学松戸歯学部
 ■ 診療教授 辻本恭久先生

使用製品: #4 28mm



Before



After



■ 東京都世田谷区開業 デンタルみつはし
 ■ 院長 三橋 純先生

● 臼歯部隣接面カリエス除去

※ 22mmではヘッドで視界が遮られるが、28mmでは確保できる。

使用製品: #2 22mm



使用製品: #2 28mm



■ 東京都中央区開業
 吉田歯科診療室デンタルメンテナンスクリニック
 ■ 代表 吉田 格先生

使用製品: #2 28mm

- 右下第一大臼歯抜歯窩の皮質骨穿孔
- ※ 海綿骨に達する穿孔を行い骨再生に必要な血流量を確保する。



■ ステンレスバーハード22mm/原寸大



■ #4 22mm

■ ステンレスバーハード28mm/原寸大



■ #4 28mm

New

- 最高許容回転数: 4,000min⁻¹
- 最小包装単位: 6本入/ケース
- 規格: # 1/2、# 1、# 2、# 3、# 4、# 5、# 6、# 7、# 8
- アソート: # 1~6

■ ステンレスバーハード22mm/28mm
 標準価格(6本/ケース) **2,700円** (税別)

⚠ 製品ご使用前に添付文書を必ずお読みください

製造販売 **MANI**
 MANI, INC. マニ株式会社

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3
 【デンタル営業】TEL:028-667-8591 / FAX:028-667-8593
 Exp.Sec/Phone:028-667-8592 Telefax:028-667-8596 URL:http://www.mani.co.jp



発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■ 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL:06-6380-2525
 東京本社 ■ 〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 TEL:03-3834-6161