

# f r s t

歯科用口腔内カメラ

## ソプロ 717ファースト



The macroprecision

SOPRO  
**ACTEON**  
内視鏡のスペシャリスト

患者様とのコミュニケーションには説得力のある映像が必要です。

## SOPRO 717 First

- 鮮明かつ明るい映像
- オートフォーカスの必要性を感じさせない深い被写界深度
- 細かな障害をも見逃さない高マクロ倍率 〈17インチディスプレイ〉  
表示時で約100倍
- ストレスを感じないコンパクトヘッド



プレパレーション



マイクロクラック



金属イオンの付着



アマルガム充填状態



歯頸部の歯石の沈着





### LEDライト

8ヶの次世代 LED の採用により口腔内を鮮明に照らします。

### プリズム

プリズムの採用により非反転画像が得られます。

### レンズ

内視鏡のスペシャリストであるソプロ社の技術をふんだんに注ぎ込み、更なる画質の向上が得られました。

ストレスを感じない  
コンパクトヘッド

鮮明かつ  
明るい映像

細かな障害をも  
見逃さない  
高マクロ倍率\*

\*17インチディスプレイ表示時で約100倍

### 仕様

- 画像解像度 768 X 494
  - 焦点調整 無段階\*
  - 非反転画像
  - 視野角 70°
  - ヘッドサイズ 幅13mm X 高8mm
  - ハンドピース重量 75g
- \*使用頻度の高い3ヶ所は予めプリセット済

### 付属品

- ハンドピース本体
- 専用ハンドピースホルダー (1ヶ)
- 専用ハンドピースカバー (10枚)

### オプション

- ハンドピースカバー (500枚入もしくは100枚入)
- 追加用ハンドピースホルダー

### ドッキングステーション

PC  
のみで使いたい

#### ドックUSB2セット



テレビモニター  
のみで使いたい

#### ドックMビデオセット



PCとテレビモニター  
の両方で使いたい

#### ドックM USB2セット



### ソプロタッチ

ソプロタッチに軽く触れるだけで画像を静止させることができます。撮影時の手ぶれを最小限に抑えることが可能です。

### フォーカスリング

無段階のピント調節リングに3つの基本焦点が設定されているため、マクロモード、口腔内モード、ポートレートモードに素早くアクセス可能です。

- マクロモード: 拡大使用時
- 口腔内モード: 通常使用時
- ポートレートモード: 患者様の顔写真の記録時