



セラミックスを

切る

写真ご提供：松田 信介 先生 (Matsuda Oral Appliance、大阪市)




Komet UK Cutter

ウルトラセラミックスカッター

研磨のしやすい滑らかな切削面で ダイヤモンドポイントの削合力


滑らかな切削面

切削面がすりガラス状にならないので
調整面の性状を確認できます



高い切削力

ポーセレン・硬質レジン・メタルをサクサク削る
ウルトラファインブレード



移行部調整

メタルフレームとポーセレンの移行部を
研磨のしやすい滑らかな面に仕上げます



写真ご提供：松田 信介 先生 (Matsuda Oral Appliance、大阪市)



H139UKによる形態修整



H349による裂溝付与



- ポーセレン
- 硬質レジン
- メタル

品番	H77UK-023	H129UK-023	H138UK-023	H139UK-023
最大径	2.3mm	2.3mm	2.3mm	2.3mm
作業長	5.0mm	8.0mm	8.0mm	8.0mm
適用材料	ポーセレン、硬質レジン、ノンプレシヤスメタル、プレシヤスメタル			
適正回転数/毎分	ポーセレン 25,000 rpm / 硬質レジン、メタル 15,000 rpm			
カラーコード	シャンク：ゴールド / ライン：白			
標準医院価格	3,300円(1本入)			

関連製品

先端径 0.2mm

「裂溝・窩の形成用」

H349-005
0.5mm
2.7mm
同左
15,000rpm
—
1,000円(1本入)

※製品形状はほぼ実物大です

お問い合わせは



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-8691 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)
 九州営業所 〒816-0093 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)
 URL: <http://www.momose-dm.co.jp/>