

器具・小器具用アミノ酸系特殊除菌清浄液

C・A・E配合
タンパク質分解酵素配合

MUTSUMI 器具用 **キラキラ** ナーII

洗浄力アップ! バイオの力で、タンパク質(血液)を強力に分解。

液交換の目安

ブルーから薄黄色に
変色したら取り替え時です。

色
変
タイ
ム

特長

- タンパク質分解酵素で、タンパク質(血液)、脂肪を強力に分解。
※超音波洗浄液として最適。
※グルタル酸製剤を使用する場合は、一次洗浄に不可欠です。
- HB抗原に汚染された器具・小器具の洗浄に最適。
- C・A・Eアミノ酸系界面活性剤を配合して、広範囲な除菌効果を発揮。
- 高性能防錆剤配合で、金属の錆びや変色の発生を防止。
- さわやかな使用感(器具にべとつきや、ぬめり感が残りません)。
- 洗浄効果が長くなり、より経済的。
- 洗浄力が低下すると色が変わり、液交換の目安になります。



製造販売元
睦化学工業株式会社

お問い合わせホットライン

☎059-333-1611

歯科材料サービス係