

男の子・女の子に必ず  
喜ばれるプレゼント品

# JOY Kid's

BSA



## と新しい仲間ができました

子供が喜ぶかわいいプチ消しゴムがイッパイ入ってる!!

# 消しゴムすくい

**新発売**

1個あたり **1.5円**  
のうれしいECO価格!!

集める楽しさ **全25種類!!**

仮に5個ずつプレゼント  
したなら、ナント... **270人分!!**

- 専用のおたまでかわいいミニ消しゴムをすくいます。
- ミニ消しゴムが約1.5kg(約1350個前後)入った大容量。



- 【セット内容】
- ・ミニ消しゴム 1.5kg(約1350個)
  - ・専用おたま×1
  - ・お持ち帰り用袋×100枚

標準価格  
**¥2,300** / セット (税別)



## JOY Kid's は全 5 種類 まとめて買えばさらにオトク!!

「ガンバッタね!!」のご褒美の他、七夕、夏祭りなど地域のイベントなどにもにもご活用頂けます。

<p><b>A</b> デコステッカーコレクション サイズ: W400×H200mm</p> <p>100シート ¥2,300 / セット(税別)</p>	<p><b>B</b> スーパーボール サイズ: W350×H200mm</p> <p>110ヶ ¥2,300 / セット(税別)</p>	<p><b>D</b> けしごむあて サイズ: W400×H200mm</p> <p>100ヶ ¥2,300 / セット(税別)</p>	<p><b>E</b> えんぴつけすりあて サイズ: 42×27×3.5cm (E×22)</p> <p>100ヶ ¥2,300 / セット(税別)</p>	<p><b>大ヒット商品!!</b></p> <p>ジョイキッズA~Eはくじ付きです。</p> <p>1個あたり <b>19.5円</b>~</p>	<p><b>F</b> 消しゴムすくい サイズ: 20×12.5×12.5cm (E×22)</p> <p>1.5kg 約1,350個 ¥2,300 / セット(税別)</p>
---	---	--	--	--	--

ジョイキッズA~F 合わせて3セット以上ご購入で、1セット当たり¥2,300 ⇒ **¥2,000** / セット(税別)

■ 販 売 元

**BSA** 株式会社ビーエスエーサクライ

〒468-0022 愛知県名古屋市長天白区高島一丁目117-1  
TEL: 052-805-1181 FAX: 052-805-1182

◆ご注文はサービスのゆきとどいた

大切な命を迅速に救う 歯科クリニックの頼れる1台。

# IPAD

Intelligent Public Access Defibrillator

## アイパッドNF1200

### おてがるAED

- 簡単に操作が出来る、おてがるAED
- リファレンスガイド機能(救命工程がひと目でわかる)

### 心肺蘇生コーチング機能

- 大きくはっきりした、音声ガイダンス
- 1分間に100回以上のリズムでコーチング

IPAD NF1200は、初めての人も分かりやすく、簡単に使用できるAEDです。間違いない使えるよう、考え抜かれたシンプルな設計と丁寧な音声ガイダンスで緊急時にしっかりとサポートします。人間工学を基にした小型・軽量デザインで、女性やお年寄り、子供でも簡単に持ち運ぶことができます。さらにリコールゼロの信頼の品質。安心をお届け致します。



**AED**  
自動体外式除細動器

【仕様】

販売名	アイパッド NF1200
電極パッド	使い捨て電極パッド
出力エネルギー	50J時150J
波形	二相性波除細動(e-cube Biphasic)
バッテリー	DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリー (使い捨て長寿命一次電池)
バッテリー容量	200回の除細動(スタンバイ状態で4年間)
セルフテスト	毎日、毎週、4週毎
寸法・質量	220mm×281mm×82mm(W×L×H) 2.2kg(バッテリー含む)
メモリ	40分(心電図、イベント情報) PC転送可(赤外線通信)
ガイド機能	操作手順とガイドラインに適した CPRコーチングを音声で案内

■アイパッド NF1200 セット内容



AED本体

成人用電極パッド

使い捨てバッテリー

メーカー希望小売価格

歯科医院様特別価格

1セット ~~¥290,000~~ のところ

**¥168,000**



■アイパッド NF1200 使用方法

- 1** 電源を入れ、カバーを赤めます。
- 2** 服を脱がせます。
- 3** 電極パッドの袋を破いて、電極パッドを取り出します。電極パッドの裏面のカバーを剥がして、両方とも図のように貼ります。
- 4** 電極パッドコネクタを本体の電極パッドコネクタ取口に差し込みます。
- 5** (解析中) 離れてしばらく待ちます。
- 6** 指示が出たらショックボタンを押します。

別売消耗品

成人用電極パッド	小児用電極パッド	使い捨てバッテリー
標準価格 <b>¥9,800</b>	標準価格 <b>¥22,000</b>	標準価格 <b>¥32,000</b>

※「0歳から未就学児(およそ6歳)」を対象とされる場合は、小児用パッドが必要です

日常点検を忘れずに!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

AEDコールセンター

**☎ 0120 910 256**

- \* 取扱説明書及び注意書をよくお読みの上正しくお使いください。
- \* 仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- \* AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限り)、廃棄時には、連絡してください。
- \* 添付文書を必ずお読みください。
- \* 電極パッドは1回限りの使い捨てです。