

LED 無影灯球


エル イー ディー

LEDで高輝度、
自然な色合い、
長寿命&省エネを実現
現在のハロゲン球を付け
替えるだけ

アンケート、又実験の結果色温度は
3,800 - 4,200K に設定しました。
数値が高いほど光が青味の色で
小さければ赤味になります。
太陽光は5000 - 6000Kです。



12V PIN TYPE (モリタ用)
ピン タイプ



12V&24V H3 TYPE (ヨシダ・タカラ用)
エイチサン タイプ

LED無影灯球 定価

12V - H3 TYPE (エイチサン タイプ)	15,000円
12V&24V - H3 TYPE (丸端子 平端子)	15,000円
PIN TYPE (ピン タイプ)	18,000円


12V&24V H3 TYPE



製品仕様：
AC/DC 変換 AC8 ~28入力にてDC変換出力
LED 2球搭載
臨床距離 7.5 cmにて 約15,000LUX (ルクス)



取付け順序 (詳細は取付けマニュアルに記載)



12V PIN TYPE



製品仕様：
AC/DC 変換 AC8 ~14 入力にてDC変換出力
LED 2球搭載
臨床距離 7.5 cmにて 約15,000LUX (ルクス)



取付け方法：
本品はハロゲン球と異なり、取り付け方向があります。
必ず、LEDをミラー側になる様セットして下さい。

医療機器届出番号：

27B2X00064000013 (12&24V H3 TYP
27B2X00064000014 (12V H3 TYP
27B2X00064000015 (PIN TYP

※このパンフレットの内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
価格は2016年7月現在のものです。消費税は含まれておりません。

〒567-0041 大阪府茨木市下穂積4丁目13-107
TEL: 0120 (7)86086 FAX: 0120(1)86086
URL: www.dentrade.co.jp
EMAIL: info@dentrade.co.jp

DENTRADE
DENTAL SHIPPI V&TRADE

ご用命は