

セットで新発売!

保険適用になったシリコン系軟質材料のすべてがこれひとつで調整可能。

調整から仕上げまで、より削りやすいアイテムを厳選し、快適にご使用いただけるものをセットにしました。

研削・研磨器材キット

軟質リライン用調整ポイントセット

通常価格 ¥4,000

※価格に消費税は含まれておりません



一般的名称 : 歯科技工用研削・研磨器材キット
 医療機器分類 : 一般医療機器
 届出番号 : 13B2X00385000001

セット内容

※単品販売も承っております。お問い合わせください。

シリコンとレジンと同時に削合

サンドポイント

大きく削合する場合に使用



1本

シリコン調整用

ジルコニアポイント

少しずつシリコンを調整する場合に使用



1本

荒れているシリコン表面を滑沢に

プラムナイロンホイール



1個

シリコン表面の最終仕上げに

オレンジナイロンホイール



1個

義歯床縁の長さや小帯の調整に

ペーパーディスク



5枚

ナイロンホイール軸受



1本

ペーパーディスク用マンドレール



1本

使い方が動画で確認できます!



- QRコードで楽々アクセス!
- スマートフォン・PC・タブレットでいつでもどこでも観られます!



YouTube 軟質リライン ポイントセット

書籍でも本商品が紹介されています!

「THE SOFT LINING ~軟質リラインの本質~」
 編著: 濱田泰三、村田比呂司
 出版: デンタルダイヤモンド社
 詳しくは裏面へ!



【販売代理店】



【販売元】

株式会社バイテック・グローバル・ジャパン 〒104-0052 東京都中央区月島 2-14-12 3F <http://www.bitecglobal.jp>

株式会社日本歯科商社


東京本社 : 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所 : 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所 : 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は ...

義歯の軟質リラインに関する決定版

THE SOFT LINING

～軟質リラインの本質～



義歯床支持組織の構造・性質から、軟質リライン材の物性、ティッシュコンディショナーによるダイナミック印象法の詳細解説、具体的な技工操作、市販の製品一覧とその比較まで、軟質リラインに関する全てを網羅した決定版。まさに「軟質リラインの教科書」と言える一冊です。

【本書帯より】

本書は「痛い」「噛めない」「外れやすい」という義歯臨床の悩みを解決する有効な一手を教えてくれる。長期に渡り安定性のある軟質リライン材が普及し、超高齢社会の義歯診療の幅が大きく広がった。そのエビデンスと臨床の手技を教えてくれる義歯臨床家必携の一冊。

(千葉県市川市開業 村岡秀明)

平成28年診療報酬改定による「軟質材料による有床義歯内面適合法」の保険収載に対応



【保険収載の概要】

(参考)

【Ⅲ-6(重点的な対応が求められる分野/歯科医療の推進)-①】

(5) 義歯新装から6ヶ月以内に実施する有床義歯内面適合法について、有床義歯管理の評価と整合性を図るとともに、軟質材料を用いた場合を評価する。

2軟質材料を用いる場合(1床につき)1,400点(新)

①2については、下顎総義歯に限る。

②新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6ヶ月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

【書籍概要】

THE SOFT LINING ～軟質リラインの本質～

【編著】 濱田泰三、村田比呂司

【著者】 櫻井薫、水口俊介、河相安彦、木本克彦 他

【出版】 デンタルダイヤモンド社

【価格】 9,000円(税別)

192ページ、ハードカバー、B5版

【編著】



濱田 泰三
広島大学
名誉教授



村田 比呂司
長崎大学大学院
歯科補綴学分野
教授



櫻井 薫
東京歯科大学
老年歯科補綴学講座
教授



水口 俊介
東京医科歯科大学
大学院高齢者歯科学分野
教授



河相 安彦
日本大学
松戸歯学部有床歯補綴学講座
教授



木本 克彦
神奈川歯科大学
大学院咀嚼機能制御補綴学講座
教授

【出版社】

Do デンタルダイヤモンド社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-15 新興ビル

【TEL】03-6801-5810 【FAX】03-6801-5009

【WEB】http://www.dental-diamond.co.jp

【販売代理店】

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111

大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001

九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

【目次】

第1章 軟質リラインとは

軟質材料の使用目的と分類 など

第2章 義歯床支持組織

構造・粘弾性質・厚さ・みられる病変 など

第3章 軟質リライン材の特徴

適応症例・咀嚼機能向上・効果的選択方法 など

第4章 軟質リライン材の機能的効果

衝撃吸収・痛み抑制・咀嚼効果・顧客満足 など

第5章 ティッシュコンディショナー

性質・効果・粘膜調整・動的印象・取扱方法 など

第6章 《臨床編》ダイナミック印象法 & 症例紹介

直接法・リライニングゾグ法・間接法 など

第7章 《技工編》テクニカルサイドの間接リライン製作手順

ダイナミック印象から分かること・製作手順 など

第8章 メンテナンス

セット時の調整・義歯洗浄・定期検診 など

付録：軟質リライン材製品、市販ティッシュコンディショナー製品、義歯洗浄剤製品一覧 付

【著者】

ご用命は



東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288