

多目的光重合型1液性ボンディング材  
シャイニングボンド プラス

# Shining Bond + プラス

知覚過敏抑制効果

今度のシャイニングボンドプラスは  
コンポジットレジン修復・口腔内リペア  
の他、新たに知覚過敏抑制効果をプラス  
ボンディング材として幅広い  
用途でお使い頂けます。

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号：228AKBZX00007000

**健保適応** 知覚過敏処置（処置用）として使用される場合は、1口腔1回につき、●3歯迄：40点（60点） ●4歯以上：50点（75点）請求できます。

（ ）内の点数は6歳未満の乳幼児、又は著しく歯科治療が困難な診察を行った場合です。  
ご注意：歯冠形成後、知覚過敏が生じた有髄歯に対する知覚鈍剤の塗布は歯冠形成、印象採得、咬合採得、仮歯と同時に行う場合を除き「1～3歯まで」または「2～4歯以上」の所定点数により算定する。



## 高い接着力

長い臨床実績のあるリン酸エステル系モノマーを配合することによりエナメル質、象牙質共に強固に接着し、長期的に安定した耐久性が期待できます。

歯質への引張接着強さ（自社データ）



## 操作余裕時間 7分



セット付属の遮光カバー下で7分間の操作余裕時間があります。これにより多数歯充填時でも余裕をもった処置が行えます。




## 高い操作性

多くの歯科医師の意見をもとに、薄くムラなく塗りやすい液性状を実現。エアフロー時の小さなMI窩洞でも均一なボンド層、薄膜が得られます。




## 長期にわたるフッ素除法性



## 薄いボンド層による高い審美性

薄いボンド層でありながら強固な接着性を有します。審美性を追求される症例に適応可能です。



## 低臭性

最高グレードの原材料を使用しているため、不純物由来の不快感臭気を低減、患者様の負担を最低限に抑えたボンディング材です。

## タレにくいノズル設計

液切れがよく適量を採取しやすいノズルを採用。タレにくく無駄なボンド消費を抑えます。



# シャイニングボンドプラス (初回限定) はじめてだから お試しキャンペーン

期間:2016年  
11/01  
~  
12末迄

シャイニングボンドプラス セットが

通常、¥17,600 のところ

初回限定 お試し価格

標準価格 **¥7,920**

セット内容  
ボンド 5ml × 1本  
遮光板 × 1枚  
遮光紙 × 30枚

シャイニングボンドプラス 単品が

通常、¥16,500 のところ

初回限定 お試し価格

標準価格 **¥7,490**

ボンド 5ml × 1本

シャイニングボンドプラス 2本入りファイルが

通常、¥28,000 のところ

初回限定 お試し価格

標準価格 **¥12,760**

1本あたり 6380円  
ボンド 5ml × 2本

全品  
55%  
OFF