

伝統のドイツ技術が生きる

DFS
Dental Future Systems
DIAMON

CADCAMスキャニングスプレー より薄く、ムラにならない!!

オクリーン



模型スキャニング時のスプレーに不満はありませんか？ オクリーンが解決します。

- 粒子は6~8ミクロンと非常に細かく、噴射口を動かしながらスプレーすると、とても薄く均一な被膜面がカンタンに得られます。
- ネバつきも無く、スチーマーや流水下のブラッシングで、簡単・キレイに落とせます。
- 野菜から抽出した色素を使用、ガスも不燃性で安全です。
- 色素は表面にのるだけで、模型への着色の心配はありません。

※ 従来の咬合調整および表面性状付与の際にはレッド/ホワイトの2色を併用することで、チェックの度に被膜を落とす手間が省けます。

<ホワイト> 商品番号:11147-1
<レッド> 商品番号:11145-1

内容量:75ml 被膜厚:6~8μm
標準価格 各2,800円(税抜)

作業効率UP!

光重合レジン型浸透接着剤 「リ・ボンドペン」

Li-Bond

専用ライトで瞬間硬化!

作業を止めることなく時短に効果!



Li-Bond ペン

内容

- ・ Li-Bond カートリッジ 1本
- ・ Li-Bond 照射用ライト 1個

標準価格 5,500円(税抜)

Li-Bond スペアカートリッジ

標準価格 2本入り 4,500円(税抜)

Li-Bond 照射用ライト

標準価格 3,500円(税抜)

販売名:Li-Bondペン
医療機器届出番号【一般】2781X00027000115

・WAXパターンの連結 (焼却残渣なし)

・支台歯のアンダーカット修正

・WAXパターンのギャップ修正

・人工歯のシリコンインデックスへの仮固定

・石膏模型のマージン部の補強

・石膏模型咬合面の接触ポイントの補強 etc.

Li-Bondペン (カートリッジ1本+照射用ライト)

標準価格 5,500円(税抜)

Li-Bondペン スペアカートリッジ 及び Li-Bond 照射用ライト はセール対象外です

ご利用は...

Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0903 大阪市西区京町筋1丁目10-17 TEL.06-2441-3332 FAX.06-2449-1278
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区浅草1-9-10 TEL.03-5828-0034 FAX.03-5828-0028
名古屋営業所 〒466-0861 名古屋市中区栄3-8-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0628
福岡営業所 〒812-0195 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7517 FAX.092-473-4897

製造元 DFS DIAMON GmbH Landenstrasse1 D-93339 Riedenburg Germany

輸入発売元 **ALCADENCE** アルタデント 株式会社

本社/〒530-0012 大阪市北区芝田2-8-31 第三東洋ビル2F
東京支社/〒106-0047 東京都港区南麻布2-14-19 オキノビル3F

TEL 06-6377-2221 FAX 06-6377-2223
TEL 03-5420-2290 FAX 03-5420-4790