

厚みが有り、しっかりとしたつくりです。

# MUTSUMI 入れ歯ケース

## MUTSUMI DENTURE BOX



- 個包装されているので清潔・安心。
- 突き出しピン跡がなく、美しい仕上がりの内面です。
- カラーは清潔感のある美しいホワイトです。

- サイズ／95×73×55
- 色／ホワイト
- 10個入  
100個入(10個×10束)

睦化学工業株式会社

お問い合わせホットライン

☎059-333-1611

歯科材料サービス係



# リベースハーモニー

Rebase Harmony 義歯床用裏装材

## 患者さんに優しいリベースハーモニー

- 1 数種類のパウダー及びモノマーの調和した配合により、高精度の顎堤再現性と垂防止を両立させました。
- 2 口腔内での硬化がシャープで、且つ硬化後の表面性状が滑沢な為、研磨性に優れブラークの付着も殆どありません。
- 3 不快感、刺激の少ないリベース材です。



ノーマルタイプ

ファーストタイプ

標準価格(税別)

ノーマルタイプ/ファーストタイプ

●セット(1箱) ¥10,000 ●粉末(80g) ¥5,000 ●液(50g) ¥5,000

●プライマー(25g) ¥1,300 ●硬化促進剤(48g) ¥1,200

■色調:ライブピンク/ピンク ■管理医療機器:21300BZZ00149000

製薬大手メーカーと共同開発

## 入れ歯専用 歯みがき

ペパーミントの爽やかな香り

# アルバデント

プラス

72g

酵素とクマ笹で除菌

強力酵素とクマ笹エキスをプラスし、より清潔に!!



アクリル等の樹脂を痛める研磨材は入っていません。



入れ歯をはずして清潔にしましょう

入れ歯のいやなニオイ、  
取れにくいヨゴレを  
落とし、清潔にします

入れ歯ブラークのバイ菌は、義歯性口内炎を引き起こしたり、誤嚥による肺への悪影響が懸念されます。  
茶シブ・ヤニなどのヨゴレも落として除菌と消臭で入れ歯を大切に!

## 光重合型コンボジットレジン

### PROGRESS

プログレス

2種類のサイズの微小球状のDUOS(デュオス)ファイバーを高密度充填。物性と審美性の両面を追究し、かつ粘柱をおさえ操作性にも優れた、高強度タイプのユニバーサルコンボジットです。

●色 調: エナメル、A1、A2、A3、A3.5、B2、B3、C3  
●内容量: 4g  
●管理医療機器: 20300BZZ01386000

標準価格(税別) ¥3,200

フッ素配合光重合型コンボジットレジン

## PROGRESS PLUS

プログレス・プラス

プログレスにフッ素をプラス。2種類の特殊球状ファイバーを高密度に配合されているので着色・変色に強く、傾斜面の凸凹が少なくなり、天然歯に近い艶やかさと滑らかさを再現します。

●色 調: A1、A2、A3、A3.5、B2、B3、C3  
●内容量: 4g  
●管理医療機器: 218AFBZX00018000

標準価格(税別) ¥3,300

## フッ素配合光重合型コンボジットレジン

### PROGRESS FLOW

プログレス・フロー

浅い狭い複雑・見にくいなど、充填の困難な部位にも簡単に充填できるフッ素配合フロータイプ。CR充填のベース材にも最適。前歯・白歯を選ばず使用が可能。

●色 調: A1、A2、A3、A3.5、B3  
●内容量: 1.8g  
●管理医療機器: 218AFBZX00017000

標準価格(税別) ¥2,900

# アルフィーナネオ

1. 長期保存安定性をさらに高めました。
2. 安心できる寒天との連合印象採得。
3. スピーディーに安定したゲル化体を形成、精密な印象採得ができます。



クオリティをお届けする **MUTSUMI** です。

製造販売元

# 睦化学工業株式会社

〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9

TEL 059-331-2354 (代) FAX 059-331-1044

http://www.mutsumikagaku.co.jp

ご用命は