



操作性と視野の確保を追求

スリムなボディは、届きにくい最後臼歯遠心部等へのアクセスを容易にし、施術のストレスを大幅に軽減。



常に安定したパワーをチップに供給

チップに対する負荷が大きくなってもパワーが落ちにくく、効率的で効果的な施術をバックアップします。また、電磁波を発生しないことから、ペースメーカー等で使用する機器に制限のある患者さんにも安心して使用できます。



対応カップリング用 ラインナップ

さまざまなメーカーのユニットに接続するためのカップリングタイプをご用意しています。
標準価格 各¥173,000

| 製品名 | 製品番号 | 接続可能カップリング |
|--------|-------|----------------|
| S970KL | T1013 | KaVo® カップリング |
| S970SL | T1015 | Sirona® カップリング |
| S970ML | T1017 | モリタ αメインチューブ |
| S970YL | T1035 | ヨシダ クイックジョイント |
| S970FL | T1036 | オシダ ファインジョイント |

さまざまなチップが治療の幅を広げます

エアースケーラー

Ti·Max S970

バランスの良いスリムボディで、口腔内における高いアクセス性と広い視野を確保。



製品名 S970L 標準価格¥173,000 認証番号:223ALBZX00028000号

S970を使用した臨床動画をご紹介します ▶ <http://www.japan.nsk-dental.com/support/clinical-case/>

ナカニシ エアースケーラーデモ機 お申込み書

ナカニシ(NSK)の最新エアースケーラーなら

- ◇ソニックブラシによるメンテはもちろん、1本で多目的な治療・ケアに活用可能です。
- ◇超音波スケーラーで痛みを訴える患者様のケアにもお奨めです。
- ◇各チェアメーカー用のジョイントタイプをご用意しています。

| 貸出ご希望の商品に○をご記入お願い致します。 | | ↓ |
|------------------------|------------------------|---|
| S970 | パテラス カップリング仕様 ライト無 | |
| S970L | パテラス カップリング仕様 ライト付 | |
| S970KL | KaVo カップリング仕様 ライト付 | |
| S970YL | ヨシダ クイックジョイント仕様 ライト付 | |
| S970ML | モリタ αメインチューブ仕様 ライト付 | |
| S970SL | Sirona カップリング仕様 ライト付 | |
| S970FL | オサダ ファインジョイント仕様 ライト付 | |
| ソニックブラシセット | (S50ホルダー、各種ブラシ、専用レンチ付) | |

○ソニックブラシセット以外に追加チップの貸出をご希望の場合は、下記へご記入お願いします。

※スケーリング用チップのS1、S2、S3はデモ機に予め付属していますのでご記入は不要です。

| |
|-----------|
| 追加チップご記入欄 |
|-----------|



| 医院様情報ご記入欄 | |
|-----------|-----------------|
| 医院様名 | TEL |
| | FAX |
| ご住所 | お取引ディーラー様・ご担当者様 |

(株)ナカニシ代理店 **大榮歯科産業株式会社**



大阪営業所 TEL06-6441-3332 FAX06-6445-1276 東京営業所 TEL03-5828-0024 FAX03-5828-0026
名古屋営業所 TEL052-731-0610 FAX052-731-0626 福岡営業所 TEL092-473-7567 FAX092-473-4897