

デュアルタイプ
剥がす 溶かす

【特許No.4054085取得品】
アルギン酸塩印象材清掃用

ムツミトレークリーナー液

剥がす、溶かす。忙しい医院のための発想の転換。

前処理無し、15分から20分以内でOK!

さらに5倍から20倍に薄めると強力な溶解力で「溶かす」
デュアルタイプのトレークリーナーです。

ムツミトレークリーナーは従来のトレークリーナーとは異なり、
そのまま使用すれば、印象材の溶解性を抑え剥がれ性を高めるという
「発想の転換」により印象材のトレーからの撤去性を向上させました。

また、5倍から20倍に希釈し一晩漬ければ、印象材がきれいに溶解します。

除菌剤入り



20 ハンディ容器



詰替パック10



ポリ容器10

中性タイプ (pH6.5)

- 環境に優しい成分で作りました。
中性タイプ (pH6.5)
- 手への影響がありません。
- アルミトレーでも心配がありません。
- 特殊な配合により長期使用が可能になり、
経済的です。

● 標準価格 (税別) ポリ容器10 + 詰替パック10 ¥3,100
詰替パック10×2 ¥2,800
20ハンディ容器 ¥3,100

製造販売元

睦化学工業株式会社

お問い合わせホットライン

☎059-333-1611

歯科材料サービス係

診療前後20～30分のトレー処理時間が無くなり、衛生士さんに大好評のトレークリーナーです。

デュアルタイプ
剥がす 溶かす

アルギン酸塩印象材清掃用
ムツミトレークリーナー液

～2通りの使用ができるトレークリーナーです。～



A) 剥がす

1

15分～20分でOK!!

●急なトレー不足の心配が無くなり残業が減ります。



2

水で薄めません。

3

前処理不要

～そのまま放り込むだけ
後処理ラクラク～

4

経済的です。

●何度も繰り返し使用できます。



B) 溶かす



5倍～20倍希釈OK!!

(前処理必要) ※一晩で強力に溶かします。

安心



薄めず使っても **中性** (pH6.5)



除菌剤 入り

◎手に優しい。◎アルミトレーでも安心。

●特許No.4054085取得品です。

歯科用アルギン酸塩印象材

ムツミアルグレス

柔らかくても、タレにくい。

患者さんやスタッフにストレスを感じさせないチキントロピーを実現。



●5Kg (1Kg×5袋)

医療機器認証番号:218AFBZX00095000

アルギン酸塩印象材専用清掃材

ムツミトレクリパウダー

強力な溶解力が長持ち、
除菌剤入りで安心。



●1.2Kg (詰め替え)

●1.2Kg (容器)

クオリティをお届けする **MUTSUMI** です。

製造販売元

睦化学工業株式会社

〒510-0804 三重県四日市市万古町8-9

TEL 059-331-2354 (代) FAX 059-331-1044

http://www.mutsumikagaku.co.jp

ご用命は