

# 軟化象牙質除去用 ジルコニアバー



Komet MIセラバー K15Mシリーズ(低速・CA用)

ステンレスではないポリマーでもない  
**新感覚!**  
シルクのような  
滑らかな  
切削感!

## 感染歯質のみを除去可能

使用中に跳ねる事もなく、ハンドインストゥルメントと同じような感覚で感染歯質のみを除去可能

## 切れ味長持ち、黒ずまない

ジルコニア製のため最初の切れ味が長期間維持され錆も出ず、窩洞周囲が黒く色づく事も無い


## 術野がしっかり見える

スリムネックの採用で術野をしっかり確保  
ロングタイプはマイクロスコープ下での治療にも最適



Quality Products  
Made in Germany

# 滑らかな切削感



通常品

K1SM

すくい角を従来の製品から見直すことで振動が軽減し、シルクのような滑らかな切削感が得られました

## 高い視認性



### CAタイプ

齶窩が浅い場合に使用し、白歯部等開口量が少ない場合にも使用しやすくなっています

### CAロングタイプ

隣接面やエナメル象牙境下などの深い齶蝕に使用しやすく、マイクロスコープ使用時にも視野を確保しやすくなっています



素早く確実な齶蝕除去

健全部位と軟化部位の切削差が感じられるので、齶蝕検知液を併用することでより早く、より正確に感染歯質のみを除去することができます。  
資料提供：岡口守雄先生（東京都ご開業）

品番	K1SM-008	K1SM-010	K1SM-012	K1SM-014	K1SM-016	K1SM-018	K1SM-021	K1SM-023
最大径 (mm)	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3
CA	○	○	○	○	○	○	○	○
CAロング		○	○	○	○	○	○	○

CAキット	品番	キット価格	総入数	CAロングキット	品番	キット価格	総入数
	4547.204	23,000円	8本入		4547.205	26,000円	8本入
	内容	K1SM-010, 014, 018, 023 各2本入			内容	K1SM-010, 014, 018, 023 各2本入	

黒いイラストはほぼ実物大です 全長:CA 22mm / CA ロング 26mm 適正回転数:毎分 1500回転 標準医院価格:CA 3000円(1本入)/CA ロング 3500円(1本入)

株式会社モモセ歯科商会

お問い合わせは

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35  
TEL 06-6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2  
TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21  
URL : http://www.momose-dm.co.jp/ TEL 092-575-6060 (代)