




「高品質」で
「リーズナブル」な
滅菌ロール

SafeBasics™

セーフベーシック 滅菌ロール

オートクレーブ/EOガス用インジケーター付き

- 被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能
- 専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様
- 内容物の見えやすい透明フィルムタイプ
- 50mm幅～250mm幅までの6サイズ展開により幅広い被滅菌物にも対応
- インジケーターをサイドに印刷することにより被滅菌物への色移りを防止



※インジケーターの色は実際の色とは異なります。

※インジケーターは、化学的インジケーターであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。



品番	サイズ	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	参考医院価格	JANコード
75010	S	50mm×200m	30mm	6ロール/ケース	¥1,140/ロール	4894476002585
75020	MS	75mm×200m	55mm	4ロール/ケース	¥1,540/ロール	4894476002592
75030	M	100mm×200m	80mm	3ロール/ケース	¥2,140/ロール	4894476002608
75040	L	150mm×200m	130mm	2ロール/ケース	¥2,850/ロール	4894476002615
75050	LL	200mm×200m	180mm	4ロール/ケース	¥4,320/ロール	4894476002622
75060	LLL	250mm×200m	230mm	4ロール/ケース	¥6,500/ロール	4894476002639

ご使用上の注意 ●滅菌ロールのご使用は1回限りでお願いします。(再使用はおやめ下さい) ●乾熱滅菌器ではご使用できません。●ケミクレーブ滅菌でのご使用はできません。●常温で保管し、滅菌後約6ヶ月以内でのご使用をおすすめします。

販売代理店

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**
 【デンタル事業部】
 〒650-0033 神戸市中央区江戸町96番地ストロングビル8F
 TEL : 078-327-3366 FAX : 078-333-0074
 ✉ dental@medicom-japan.com www.facebook.com/medicomjapan
 www.medicom-japan.com