



KING

ANEILE
アネイル

日本アイ・エス・ケイ株式会社
NIHON ISK CO., LTD.

安心して使える 笑顔になれる

目指したのは安心感を与えるデザイン。
患者さんには負担をかけずにゆったりできる心地よさを、
先生には高い機能性と操作性を提供。
笑顔があふれる歯科医院に。





シートカラーバリエーション

8つのシートカラーから医院イメージに合わせてお選びいただけます。




省スペース設計



チェアー

ゆったりChair

ひじが落ちずに脚が自然に閉じるシート形状。



低い座面最低位とフラットシートで乗り降りのしやすさを追求。
電動チェアーなので消費電力が少なく医院の省エネに貢献します。
(当社従来比1/2の消費電力)



ベッドやベンチに腰掛けるような感覚で
乗り降りできるので高齢者にも安心です。



頭と背中へのずれが少ないリクライニング機構。



肩の周辺は小さく、薄いため先生はより
患者さんに近づくことができます。



寄りかかりやすいアームレスト。
うがい時は患者さんをしっかりサポート。

スピットン

きれいなSpittoon

清掃性に優れ、清潔感のある陶器製。




患者さんからの距離が近く、うがいがしやすいスピットンデザイン。

あかるい Operating Light

無影灯

LED 無影灯を標準装備



使うシーンに合わせて、照度を調節できます。
無段階調節と4段階調節の切替えが可能です。



取り出しやすく清掃しやすいバキュームフィルター。

テーブル

ひろびろTable

広いワークテーブルとどこでもつかめるバーハンドル。
使いやすさを追求したドクターテーブル。



メモリー機能

任意のチェアポジションを2つまで設定可能。
ラストポジションはうがい前のポジションに
戻る機能です。

チェアー操作

インスツルメントサイン

ハンガーに対応した番号の
インスツルメントを取り出すと点灯します。



操作パネル ドクター側

マイクロモーター / 超音波スケーラー 回転制御・表示機能

マイクロモーター使用時は回転数、超音波スケーラー使用時はパワーレベルが
デジタル表示されます。設定中のスピード、モードはランプで表示されます。



ハンドピースハンガー全体が術者方向に
大きく回転できるので、ハンドピースの出し入れが
スムーズに行えます。

操作パネル
アシスタント側



ドクター側と同等の操作が行えます。



アシスタントハンガーは90度回転と前後32cmの広い可動域で
アシスタントがより入りやすい設計です。

仕様

Specification

標準装備

アネイル+


¥2,950,000～(税別)

LEDライト付ホールタービン (CSAS-BPL/CSAM-BPL/CSAT-BPL)
カプリング付 (計1本)
LEDライト付ブラシレスマイクロモーター (MCX)
ストレートハンドピース (PM1:1)
ライト付コントラアングル (CA1:1L)
LED 無影灯
3ウェイシリンジ (TS-6) ドクター / アシスタント側 計2本
サックバック防止装置
マイクロモーター速度表示
マイクロモーター速度切換 (最高回転数を3段階に設定可能)
減算タイマー
手元弁付バキュームハンドピース (φ11)
紙コップ対応センサー式オートコック
鉢洗いスイッチ
チェアーオート機能 (M1, M2, R, RR, LP)
フットコントローラー (AC-8II/CS)

アネイル

¥2,800,000～(税別)

ライト付ホールタービン (CSAS-BPL/CSAM-BPL/CSAT-BPL)
カプリング付 (計1本)
ライト無マイクロモーター (40IR)
ストレートハンドピース (PM1:1)
ライト無コントラアングル (CA1:1)
LED 無影灯
3ウェイシリンジ (TS-6) ドクター側
サックバック防止装置
マイクロモーター速度表示
マイクロモーター速度切換 (最高回転数を3段階に設定可能)
減算タイマー
手元弁付バキュームハンドピース (φ11)
紙コップ対応センサー式オートコック
鉢洗いスイッチ
チェアーオート機能 (M1, M2, R, RR, LP)
フットコントローラー (AC-8II/CS)



カタログの写真はオプション装備を含んでおります。
表示価格には消費税が含まれておりません。
仕様・外観・価格等は、改良のためお断りなく変更する場合がありますがご了承下さい。
商品の色は印刷のため実際と異なる場合があります。

アネイル
歯科用ユニット(JMDNコード:34991010) 管理医療機器(クラスII)
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
医療機器認証番号:230A1BZX00022000号

hirosawa group



日本アイ・エス・ケイ株式会社 KING デンタル事業部

<http://www.king-ind.co.jp>

株式 ジャスダック上場 コード番号 7986

- 本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具 1395-1
☎ 029-869-2001(代) FAX 029-869-1083
- 東京事業所 〒111-8506 東京都台東区元浅草 2-7-13
☎ 03-3833-2001(代) FAX 03-3833-0880

- 札幌支店 ☎ 011-884-2001(代) ■ 北関東支店 ☎ 029-869-2001(代) ■ 名古屋支店 ☎ 052-723-2001(代) 高松営業所 ☎ 087-868-2001(代)
■ 盛岡支店 ☎ 019-652-2001(代) ■ 群馬営業所 ☎ 0270-61-2001(代) ■ 大阪支店 ☎ 06-6748-1201(代) ■ 福岡支店 ☎ 092-928-2001(代)
■ 仙台支店 ☎ 022-283-2001(代) ■ 静岡営業所 ☎ 054-281-2001(代) ■ 広島支店 ☎ 082-254-2001(代)

18.10.TC

■ : つくば歯科衛生専門学校附属診療所併設 ■ : ショールーム併設



歯科衛生士育成の専門学校を
併設している唯一のメーカーです。



つくば歯科衛生専門学校
取手歯科衛生専門学校