

歯科用研削器材

TinyPlus

タイニープラス



チェアサイドで使用できる サンドブラスター

エアタービンホース(4ホール)に接続し、
使い慣れたフットペダルの操作で歯科切削加工用
レジン材料(CAD/CAMレジン冠)の内面処理や
各種補綴物のサンドブラスト処理が行えます。



360度回転する
ノズルヘッド



4ホールタイプの
エアタービンホースに対応

差し込み口形状



4ホールタイプ
カップリング

※必ず付属の専用カップ
リングをご使用ください

歯科用研削器材 タイニープラス

包装: 本体(パウダータンク付)、
専用カップリング、清掃ピン

価格: 48,000円

一般的名称: 歯科用研削器材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104270336

別売品



JDSアルミナ(50μm)

包装: 500g

価格: 2,800円

タイニープラス専用アルミナ。
粒子が均一なので詰まりにくい
特長を持っています。

一般的名称: 歯科用研削器材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104030338



ディスポーザブル
クリーンボックス
(ジージー社取扱い製品)

大(10個入)
価格: 3,800円

小(10個入)
価格: 3,200円

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジージーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

CAD/CAM冠を含めた捕綴物の 接着インフォメーション

歯科医院でのサンドフラスター処理使用例

- * メタル（金パラ、フレッシュメタル）の内面処理⇒インレー、アンレー、クラウン
コア、ポスト
- * セラミックス、硬質レジジン等の内面処理⇒CAD/CAM材料冠、インレー、アンレー
クラウン、ベニア等
- * 矯正ブラケット、バンド等の接着面前処理
- * セラミックス、硬質レジジン、テンチャー等のリペアー面の前処理


接着力

接着、補修修復を成功させるポイントは、新鮮な被着面を得ることです。

その他の活用例！！

- * 歯科用インスルメントの滑り防止処理、研磨金属面をフラスト処理する事により
使い勝手が良くなるものがあります。
- * 補綴物内面等の仮着セメントの除去。

こちらのアダプターを購入して頂ければ、各社カフリングに対応します。



各社カフリングにア
ダプターを繋ぐだけ
で簡単に切替可能