

DAIEI  
*Angel*

CAD/CAM用スキャニングスプレー

# Angel Scan Spray

極小粒子


0.003mm



# 極小粒子のパウダーで、 高精度なスキヤニングが可能に。



ダブルスキャンテクニックやインプラントのアバットメントなど  
反射しやすい素材や部位に軽く拭きかけるだけで、  
精度の高いスキヤニングを行なう事ができます。



## エンゼルスキヤンスプレーの特長

- 1 スプレーの特殊ノズルが減圧をしながら0.003mmの極小粒子を作り出すことで高精度なスキヤニングが可能。
- 2 洗浄で簡単に落とすことができるので、模型を汚さずデリケートな工程も安心です。
- 3 特殊ノズルの減圧効果で長時間使用ができ、さらに大容量で経済的。
- 4 ワックスアップの咬合面に吹けばオクルージョンスプレーとして、歯台支に吹けば適合チェッカーとしても使用可能。

## 独自開発

プッシュボタン  
一体式ノズル  
極小粒子を作り出す秘密



一般医療機器 歯科技工用光学印象採得補助材料 届出番号:27B2X00306DE0001

ANGEL 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京営業所 〒111-0042 東京都台東区寿1-5-10 1510c/W8F TEL.03-5828-0024 FAX.03-5828-0026  
名古屋営業所 〒464-0851 名古屋市中区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626  
福岡営業所 〒812-0895 福岡市博多区竹下2丁目4-3 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897