

Nacera®

ジルコニアトランス向上に特化した着色材料。

Nacera Blue X

ナセラ ブルーX



より天然歯に近い色調を再現



MOMOSE DENTAL MFG.CO.,LTD

動画でより詳しく▶



お悩み解消!! ジルコニアの

- モノリシックジルコニアクラウンワークで前歯部・臼歯部のトランス色をより自然に再現したい。
- 陶材を築盛するのに手間暇がかかる。
- トランス色向上に特化した色調調整を行いたい。
- 5Y~3Y多層構造ジルコニアディスクでは、ロングスパンブリッジのトランス色を表現する事が難しい。
- ジルコニアディスクの在庫数を減らしたい。

等々、お悩みの中でジルコニアクラウンをモノリシックに作製し、ワンディスクで前臼歯部のトランスバランスをコントロールしたいと求める声が聞こえてきます。

「Nacera ブルーX」はNacera 3Y-TZPジルコニアディスクに対して切削後、ブラシで数回塗るだけでリアルなトランス色を再現する事が出来ます。つまりはトランスポジションが自由自在に表現できるのです。ドイツのDOCERAM Medical Ceramicsが提案する新しいコンセプト「NaceraブルーX」。

さあ皆さんも体験してみませんか?

より天然歯に近い色調を再現



色調の変化 ブルーX0.5mm厚試験片検証比較



使い方はとても簡単 5ステップ!!

カラーリングリキッドと同じプロセスで切削後の半焼結ジルコニアクラウンに直接塗布するだけでトランス色の色調を表現できます。

塗布する際に浸透量を調節する事により自由に色調を再現します。

動画で
より詳しく



Naceraジルコニアラインナップ

カラーバリエーションを備えたNacera 3Y-TZPジルコニアディスク



品名	ナセラ パール シェード	強度	1200mpa/4点曲げ試験
直径	98.3cm	厚み	14mm、18mm、25mm
透過率	44%		
シェード	A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、C1、C2、C3、D2、D3、ホワイト		

- 医療機関の種類:管理医療機器 ●認証番号:228A0BZ100006000
- 販売名:Nacera セラミックス ●一般的名称:歯科切削加工用セラミックス

ロングスパンブリッジ対応可能3Y-TZPマルチシェードディスク



品名	ナセラ パール マルチシェード	強度	1200mpa/4点曲げ試験
直径	98.3cm	厚み	14mm、18mm、22mm
透過率	44%		
シェード	Aライト、Aダーク、Bライト、Bダーク、Cライト、Cダーク、Dライト		

- 医療機関の種類:管理医療機器 ●認証番号:228A0BZ100006000
- 販売名:Nacera セラミックス ●一般的名称:歯科切削加工用セラミックス

ウルトラホワイトランス
6Y-PSZマルチシェードディスク

※BlueXはご使用になれません



品名	ナセラ パールQ ³ マルチシェード	強度	600mpa/4点曲げ試験
直径	98.3cm	厚み	16mm、20mm
透過率	51%		
シェード	Aライト、Aダーク、Bライト、Bダーク、Cライト		

- 医療機関の種類:管理医療機器 ●認証番号:228A0BZ100006000
- 販売名:Nacera セラミックス ●一般的名称:歯科切削加工用セラミックス

より天然歯に近い色調を再現
Nacera ブルーX

品名	ナセラ ブルーX
内容	ナセラ ブルーX 15g、専用筆、ガラス皿

標準販売価格 ¥25,000

- 医療機関の種類:管理医療機器 ●認証番号:301AKBZ100070000
- 販売名:Nacera ブルーX ●一般的名称:歯科セラミックス用着色材料



※Nacera ブルーXは、Naceraパールシェード(3Y-TZP)と併用してご使用してください。※NaceraパールQ³マルチシェード(6Y-PSZ)にはご使用できません。

選任製造販売業者 AJMD株式会社

〒103-0005 東京都中央区日本橋久松町4-7 TEL.03-5614-0733



販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35 TEL.06-6773-3333
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL.03-3835-2653
 九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL.092-575-6060

<http://www.momose-dm.co.jp/>

お問い合わせは