

# Bassi

## Gutta Percha Points

バシ ガタパーチャポイント

パシロジックシェイピングファイル

0.3テーパー 0.5テーパー に合わせた

### Bassi ガタパーチャポイント 新発売



- 新世代原材料  
バイオセラミック採用により、より優れた生体親和性を有します。
- 従来のがタパーチャポイントに比べX線造影性が30~40%向上しています。
- フレキシブルでありながらしっかりとしたコシがあるので、湾曲根管にも挿入がスムーズです。

※ミリ表示ライン付

24mm  
22mm  
20mm  
19mm  
18mm  
16mm

■ラインナップ

0.3テーパー #25・#30・#35・#40

0.4テーパー #25

0.5テーパー #25・#30・#35・#40

標準価格 1ケース 60本入 980円

●承認番号: 302AKBZX00016000

# 正確に切れる キレイに切れる 良く切れる

高精度ガタパーチャポイント サイズクリエーター

## Cut & Fit



### ■ガタパーチャポイント先端を規格化

ガタパーチャポイントはハンドメイドの為、サイズに若干のバラツキが生じます。カットフィットで正確にカットすることでご使用のガタパーチャポイントを9種類のサイズに正確に一致させます。

大きいサイズのガタパーチャが必要な際でも小さいサイズのガタパーチャを希望サイズの穴に差し込みカットすることでメインポイントの太さを簡単に変更できます。

商品名: カット&フィット

標準価格 4,800円

■販売店名

カット済み  
ポイント取り  
出し口



パシロジック BassiLogic™のコンセプトはMI

歯質の最大限の保存

Step

基本 わずか 2 ステップ

Step

他社には無いファイル  
ここが肝!!

Simple

Conservative Endodontics

NEXT

.01  
テーパーの  
グライドパス  
ファイル

.03 テーパー  
又は、  
.05 テーパー  
シェイピング  
ファイル

驚き!! 基本この2本で根管形成完了。



わずか発売3年で並みいる大手有名メーカー品を抑えてブラジルでのNITIロータリーファイルのシェア60%のトップシェアに躍り出た驚異のファイル  
※パシロジックファイルは、人口約2億1000万人・歯科大学数:300校・歯科医師数:約26万人を有するブラジルBassiEndo社のDr.パッシによる長年の研究・臨床によって開発されました。  
他に類を見ないブレードデザインと、特許技術のヒートトリートメント法によって製造された驚くべきパフォーマンスと耐久性を兼ね備えた唯一無二のロータリーファイルです。



Fast

30%以上の高効率で治療時間が短縮できます。

しなやかなNitiファイルでありながらステンレスファイルのような切れ味。ねじれ耐性が非常に高く、通常他社ファイルでは最高回転数300~600rpmのところ600~950rpmを実現。連続正回転なのでスピーディー&スムーズに形成が行えます。(レスプロモーターでもご使用頂けます)


Safe

各種研究機関でのテストで実証! 3.5倍の長寿命。

とにかく折れにくい!! 各公的機関でのテストでも実証。驚異の耐久性とお使いになられて初めて分かる優れた経済性。正しいご使用方法で平均使用回数15根管を実現。(臨床ケース・研究論文はHpにてご確認頂けます。)

Economical

1本880円 .01 テーパー グライドパスをお試し頂ける  
お得なプラクティスキットをご用意しました。



- グライドパス25/0.1
- グライドパス30/0.1
- シェイピングファイル25/0.5
- シェイピングファイル30/0.5

1セット 標準価格 ¥3,520

●商品名: パシロジック ●一般的名称: 電動式歯科用ファイル ●認証番号: 301AKBZX00025000



東京会場  
新潟県胎内市 新栄町歯科医院  
佐久間 利喜先生



大阪会場  
愛知県海部郡 月星歯科クリニック  
月星 太介先生

外出自粛の今はお家で Doctor book!!

佐久間・月星先生がパシロジックの特長、使い方を詳しく  
ご説明いたします。今すぐこちらからアクセス  
<https://academy.doctorbook.jp/dr/videos/595>

