

# コペルタ Coperta

- サイズ：(約)W155mm x H62 x D147(～154)
- 重量：(約)40g.



●テンプレの長さ調整可能。

水しぶき等の飛沫を防止するフルカバータイプのゴーグル。メガネの上にかけて使えます。

\*お使いの眼鏡の形状によっては眼鏡の上にコペルタを掛けられないケースもあります。

●付属の専用ゴーグルストラップ留め穴。首に吊り下げられます。

- くもり止め加工
- 世界で最も厳しいめがね規格 ANSI-Z87.1 認定品
- レンズにキズがつきにくく衝撃に強いポリカーボネート製レンズ

【材質】●レンズ:PC(ポリカーボネート) ●フレーム:PC(ポリカーボネート)及びナイロン

専用のゴーグル  
ストラップ付属

医院価格  
¥1,800  
\*税抜

# プロテット Protetto

- サイズ：(約)W133mm x H42 x D160
- 重量：(約)29g.

お洒落ゴーグル眼鏡 **ディモダ DiModa** にすっきりデザインのモデルが新登場！

顔のアーチにピッタリフィットし軽量で額からずり落ちにくいデザイン。



●付属の専用ゴーグルストラップ留め穴。首に吊り下げられます。

- くもり止め加工
- UV380 紫外線カット
- 世界で最も厳しいめがね規格 ANSI-Z87.1 認定品
- レンズにキズがつきにくく衝撃に強いポリカーボネート製レンズ

【材質】●レンズ:PC(ポリカーボネート) ●フレーム:PC(ポリカーボネート)

専用のゴーグル  
ストラップ付属

医院価格  
¥1,980  
\*税抜

【お手入れの仕方】●普段の汚れはマイクロファイバークロスで拭く。●ひどい汚れの場合には次の方法でおこなう。①中性洗剤をスポンジで泡立てる。②その泡をめがねにつけてソフトに手洗い。③流水でよく濯ぎマイクロファイバークロスでレンズについた水分を拭き取る。【お取り扱いについて】●めがねを置くときは必ずレンズ面を上にする。●掛け外しは両手でおこなう。●レンズのコート(くもり止めUVカット)は熱に弱いので、車中など高温になる所に長時間放置しない。●水や洗浄液に濡らしたまま放置しない。●中性洗剤以外(アルコール含む)の使用不可。●オートクレープ不可。

Made in Taiwan

●共通付属品2点 (マイクロファイバークロス1枚及び、ゴーグルストラップ1本)

●商品のお問い合わせは、お出入りの歯科材料店までお願い致します。

【お取り扱い店】



《発売元》  
有限会社ベルデンタサプライ  
〒657-0824 神戸市灘区福住通8丁目1番17号  
TEL 078-882-1257/FAX 078-882-1323



《代理店》  
アグサジャパン株式会社  
〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号  
TEL 06-6762-8022/FAX 06-6762-8023

保護メガネルーペ 拡大鏡 **Chiara キアール** 好評発売中!



くもり止め加工

●原産国 台湾

【テンプル(つる)の色】  
黒と赤の2色

【倍率のイメージ】



【特徴】  
・世界で最も厳しいめがね規格ANSI-Z87.1認定品  
・くもり止め加工  
・キズがつきにくく衝撃に強いポリカーボネート製レンズを採用

【包装】各1本入

よく見える  
**1.6倍**

医院価格  
**¥2,800**  
\*税抜

・サイズ: (W) 150 (D) 170\* (H) 40mm \*テンプルを広げた状態

●材質・レンズ及びフレーム:PC(ポリカーボネート) ●重量 約43g ●付属:マイクロファイバークロス(約195 x 100mm)

保護メガネルーペ 拡大鏡 **Chiara BF キアールBF**

本品は度なしのクリアーレンズ下部に度入り拡大レンズが一体になった遠近両用アイウェアです。



くもり止め加工

●原産国 台湾

クリアーレンズ(度なし)

青

\*ケース色:青

拡大レンズ(度入り)



赤

\*ケース色:赤

キアールBFは二重焦点(バイフォーカル)レンズ採用の遠近両用アイウェアです。歪がなく遠くと近くをハッキリ見分けたい方には便利で使いやすいです。

・UV380(紫外線遮蔽率90%)

【包装】各1本入

医院価格  
**¥2,300**  
\*税抜



\*ファブリックケース色  
3色(青・赤・黒)

透明

\*スモーク色  
\*ケース色:黒

よく見える  
**1.6倍**

・サイズ: (W) 142 (D) 160\* (H) 41mm \*テンプルを広げた状態

●材質・レンズ:ポリカーボネート・フレーム:ナイロン ●重量 約22g ●付属:マイクロファイバークロス(約195 x 100mm)

・商品のお問い合わせは、お出入りの歯科材料店までお願い致します。

【お取り扱い店】

《発売元》  
有限会社ベルデンタサプライ  
〒657-0824 神戸市灘区福住通8丁目1番17号  
TEL 078-882-1257/FAX 078-882-1323

《代理店》  
アグサジャパン株式会社  
〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号  
TEL 06-6762-8022/FAX 06-6762-8023