

これからは、非接触体温計

肌に触れずに、すばやく測れる

おでこで測る

でとピツと



赤ちゃんから
大人まで測れる

はやい・簡単

非接触式

肌に触れず
衛生的

約1秒
測定

ピツ

皮膚赤外線体温計 UT-701
医療機器認証番号 226AFBZX00169000



非接触、衛生的

スタイル

こだわりデザイン



感染防止、消毒不要

非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。



小型・軽量・自立型

手になじむ、握りやすい卵型

かるい重さ約60g(卵1個分)

小さい高さ81mm

ベッドサイドやカウンターに置ける

自立型、手軽にすぐに測れ、

測定機会が増えます。

非接触だから



寝ている人を起こさずに検温

家族みんなで使えます。

多人数を効率よく測れます。



便利



3つの温度が測れる

モード切替で、非接触温度計にも使えて便利、いつもは室温を表示

体温計..... 赤ちゃんから大人まで
家族みんなで使える

温度計..... お風呂、ミルク、スープ等

室温表示.. 室温10℃～40℃を表示



プラス機能

発熱アラーム... 37.5℃以上を検出すると
ブザー音が3回鳴りお知らせ

ブザー音入切... 操作時のブザー音の
ON/OFF切替ができ、
寝ている方を起こさずに
測定が可能です。

メモリー..... 最新25データを
メモリーします。



体温計



温度計
(表面温度)



室温表示



製品番号・JANコード

ブルー : UTR-701A-JC 4981046201285

製造販売業者 株式会社エー・アンド・デイ

住所 埼玉県北本市朝日1-243

一般名称 皮膚赤外線体温計 (JMDNコード17888000)

販売名 皮膚赤外線体温計UT-701

医療機器認証番号 226AFBZX00169000

医療機器の分類 管理医療機器

安全上のご注意

- 検温結果の自己診断や治療はしないでください。医師の指導に従ってください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
また、お子様だけの使用はさけてください。

製品仕様

検温方式 赤外線式
 測定部位 皮膚(額中央部)
 表示範囲 体温: +34℃～+42.2℃ 温度: -22℃～+80℃
 温度精度 体温計モード: ±0.2℃ (+36.0℃～+39.0℃) それ以外は±0.3℃
 温度計モード: ±0.3℃ (+22.0℃～+42.2℃) -22℃～+21.9℃、
 +42.3℃～+80℃の間は±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値

機能 体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、
ブザー音ON/OFF切替、25メモリ

電池 DC3V (CR2032リチウム電池1個)
 電池寿命 2,000回
 使用温湿度 +10℃～+40℃ 15%RH～90%RH
 保存温湿度 -20℃～+50℃ 95%RH以下

外形寸法 幅46×奥行40×高さ81mm
 本体質量 約60g (電池含む)
 付属品 保護用キャップ、お試し用リチウム電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書

* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

販売元



株式会社 **セキムラ**

本社/〒174-0056 東京都板橋区志村1-28-1 ☎03(3966)7736
 営業所/大阪☎06(6308)1173 福岡☎092(432)0770 札幌☎011(622)7532
 E-mail:sedent@sedent.co.jp URL http://www.sedent.co.jp