

歯科切削加工用セラミックス

JDS Zirconia

NEXT Series

JDSジルコニアNEXTシリーズに マルチグラデーション登場!

東ソー社の「Zpex4」を100%使用による3層グラデーション。
高い強度と優れた透過性を保ち、
シングルからロングスパンブリッジまで
幅広い症例において簡便な色調表現が可能です。



NEW!

JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

「Zpex4」100%使用・東ソー社のカラーパウダー
による3層グラデーションで、VITA Shadeの色調を
確実に表現。

推奨用途 前歯・臼歯部クラウン、
3本ブリッジ、前歯部4本ブリッジ

色調と物性

色調	(VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
EMA1	A1	40%	MPa: $\geq 1,100$	1,500°C
EMA2	A2			
EMA3	A3			
EMA3.5	A3.5			

価格

厚さ	価格
14mm	各27,000円
18mm	各35,000円

一般名称: 歯科切削加工用セラミックス
医療機器分類: 管理医療機器
医療機器認証番号: 228AKBZX00068A01



JDSジルコニアNEXT スタンダード

推奨
用途

前歯・臼歯部クラウン、
3本～ ロングスパンブリッジ

高い強度を持ち、前歯部から臼歯部まで幅広く対応。
ロングスパンブリッジのケースに効果的です。

色調と物性

色調 (VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
S0	HT	41%	1,200±200MPa 1,530℃
S1	A1,B1	36%	
S2	A2,A3,B2,B3	34%	

価格

厚さ	価格
14mm	各20,000円
18mm	各24,000円
22mm	各28,000円
25mm	各32,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01



JDSジルコニアNEXT エナメル

推奨
用途

前歯・臼歯部クラウン、
臼歯部3本ブリッジ、前歯部4本ブリッジ

高い透過性を保ちながら優れた強度を実現。
連結用としても使用可能です。

色調と物性

色調 (VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
E0	HT	45%	1,100MPa 1,500℃
E1	A1,B1	40%	
E2	A2,A3,B2,B3	39%	
E3	A3,A3.5	38%	

価格

厚さ	価格
14mm	各23,000円
18mm	各29,000円
22mm	各36,000円
25mm	各40,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00068A01



JDSジルコニアNEXT MT マルチレイヤー

推奨
用途

前歯部クラウン、
前歯部3～4本ブリッジ

透過度の異なるジルコニアパウダーの4層レイヤーにより、
審美性の高いグラデーションが表現できます。

色調と物性

色調 (VITA Shade)	透過度	曲げ強度	焼成温度
M0	HT	M0 49% 45% 43% 41%	600MPa I 1,200MPa 1,500℃
M2	A2	M2,M3 44% 42% 39% 38%	
M3	A3		

価格

厚さ	価格
14mm	各32,000円
18mm	各36,000円
22mm	各41,000円
25mm	各45,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類：管理医療機器 医療機器認証番号：228AKBZX00069A01

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ

[販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造販売元]

株式会社ジオメディ

ご用命は