



パウダーメンテナンスが主流といわれる時代だからこそ過剰な力をかけず、隅角も包み込めるラバーカップを試したくなりませんか？



適度な弾力を活かして、しっかり当てたい部分の清掃・研磨 (No.1P)



コンパクトなため、臼歯部頬舌側面等、狭い部分にも無理なく操作可能 (No.15P)


MERSSAGE CUP

ラテックス
フリータイプ
新形態発売。



CAタイプ

No.1P リップ&ウェブレギュラー




適度な弾力を活かして、頑固なステイン除去



しっかり当てたい部分の清掃・研磨

頑固で多量に付着したプラークを注水しながら清掃・研磨することも可能

No.4P リップソフト



カップの裾が広がりがやすく、
リップを活かして隣接面などの清掃・研磨




伸縮性があるため、隣接面にも過剰な力をかけずに無理なく挿入可能
(ソフトブラシを併用するとより効果的)

注水しながら清掃・研磨も可能

スクリュータイプ

No.15P リップ&ウェブミニ




丈が短くコンパクトな形状。
口腔前庭の狭い方、小児から臼歯部頬側や舌側隅角部などの清掃・研磨



叢生のある下顎前歯部の頬舌側面、隣接面にフィット

No.14P リップソフト



カップの裾が広がりがやすく、
リップを活かして隣接面などの清掃・研磨



伸縮性があるため、隣接面にも過剰な力をかけずに無理なく挿入可能

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
メルサージュ	歯科用口腔内清掃キット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000147

※一部の症例写真を天地逆にしてしています。

包装・価格



メルサージュ(カップ)

CAタイプ 各1箱 36本入り

- No.1P ¥4,500
 - No.4P ¥3,600
- 最高許容回転速度:2,000min⁻¹



メルサージュ(カップ)

スクリュータイプ 各1箱 36本入り

- No.14P ¥1,900
 - No.15P ¥2,400
- 最高許容回転速度:2,000min⁻¹

関連商品

メルサージュ(カップ) CAタイプ 各1箱 36本入り

- No.2 ¥3,000 ●No.3 ¥3,000 最高許容回転速度:2,000min⁻¹

メルサージュ(カップ) スクリュータイプ 各1箱 36本入り

- No.12 ¥1,800 ●No.13 ¥1,800 最高許容回転速度:2,000min⁻¹

このカタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
このカタログに記載の価格は2020年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

www.shofu.co.jp