

## EVE クールグラインダー

ポーセレン・メタルの切削

- ✓ セラミック / ポーセレン、メタル各種の切削
- ✓ マグネサイト（菱苦土石）結合
- ✓ 少ない発熱
- ✓ 注水なしで切削可能

- 切削：粗目
- 10,000-15,000rpm  
最大 20,000rpm
- ストレート (ø2.35)
- 10入 ¥1,000  
100入 ¥8,400



アイテム No.	CG-25/3	CG-22/3	CG-19/3
寸法 (径×厚mm)	25×3	22×3	19×3

一般医療機器 届出番号 27B2X00041000232

## EVE ダイヤドゥア




ポーセレン・メタルの切削

- ✓ セラミック / ポーセレン、メタル各種の切削
- ✓ ダイヤモンド砥粒を配合したセラミック結合
- ✓ 優れたエッジ安定性
- ✓ 切削中の形態変形の保持
- ✓ 高耐久性
- ✓ 少ない発熱

- 切削：粗目
- 10,000-15,000rpm  
最大 35,000rpm
- ストレート (ø2.35)
- 1入

ダイヤモンド砥粒含有で、  
最後まで高い切削力を発揮。



アイテム No.	DD-22/4g	DD-17g	DD-8g	DD-9g	DD-14Bg
寸法 (径×厚mm)	22×4.5	15×3.5	12×2	11.5×3	6.5×13
価格 (1本入)	¥4,800	¥3,800	¥2,600	¥2,600	¥2,800

一般医療機器 届出番号 27B2X00041000176

注意：ジルコニアのスプルー除去等には使用可能ですが、マージン・咬合調整等では使用しないでください。発熱によるクラックが生じる恐れがあります。ジルコニアのマージン・咬合調整には「EVE ダイヤセント プラス」をご使用ください。

# EVE ダイヤポル



セラミック（ポーセレン・ジルコニア等）・CAD/CAM 冠等の研磨



- ✓ あらゆるポーセレンを3ステップで研磨可能 [①スムーズング→②光沢研磨→③最終光沢研磨]
- ✓ グレーズ・ダイヤモンドペーストでの研磨なしでも高い光沢性を有する
- ✓ ダイヤモンド砥粒配合で高研磨性
- ✓ セラミック結合

**研磨：粗目** 5,000~10,000rpm 最大 20,000rpm

ストレート (ø2.35)

1入 10入

アイテム No.	L26Dg	R17Dg	LS15Dg	H2Dg	H8Dg	S3Dg <sup>#1</sup>	C2Dg <sup>#2</sup>	H22Dg	DT-H17Dg
寸法 (径×厚mm)	26×2	17x2.5	15x2.5	4x13	11x2	3x22	2x20	22x0.5	17x1.6
価格 (1本)	¥5,420	¥3,130	¥1,860	¥1,150	¥1,150	¥1,050	¥660	¥3,200	¥2,500
価格 (10本)	¥46,000			¥9,800	¥9,800			¥27,000	

柔軟性が高い研磨部

ブラシの様に使用可能

**研磨：中目** 5,000~10,000rpm 最大 20,000rpm

ストレート (ø2.35)

1入 10入

アイテム No.	L26Dmf	R17Dmf	LS15Dmf	H2Dmf	H8Dmf	S3Dmf <sup>#1</sup>	C2Dmf <sup>#2</sup>	DT-H17Dmf
寸法 (径×厚mm)	26×2	17x2.5	15x2.5	4x13	11x2	3x22	2x20	17x1.6
価格 (1本)	¥5,420	¥3,130	¥1,860	¥1,150	¥1,150	¥1,050	¥660	¥2,500
価格 (10本)				¥9,800	¥9,800			

ブラシの様に使用可能

**研磨：細目** 5,000~10,000rpm 最大 20,000rpm

ストレート (ø2.35)

1入

アイテム No.	L26D	R17D	LS15D	H2D	H8D	H11D	S3D <sup>#1</sup>	C2D <sup>#2</sup>	DT-H17D
寸法 (径×厚mm)	26×2	17x2.5	15x2.5	4x13	11x2	3x7.5	3x22	2x20	17x1.6
価格 (1本)	¥5,420	¥3,130	¥1,860	¥1,150	¥1,150	¥650	¥1,050	¥660	¥2,500

ブラシの様に使用可能

12,000-15,000rpm 最大 20,000rpm

コントラアングル

1入

アイテム No.	W16Dg	W18Dg	DT-W14Dg	W16Dmf	W18Dmf	DT-W14Dmf	W16D	W18D	DT-W14D
寸法 (径×厚mm)	4x10	10x2.5	14x1.6	4x10	10x2.5	14x1.6	4x10	10x2.5	14x1.6
価格 (1本)	¥1,180	¥1,180	¥1,500	¥1,180	¥1,180	¥1,500	¥1,180	¥1,180	¥1,500

研磨：粗目 / スムーズング

研磨：中目 / 光沢研磨

研磨：細目 / 最終光沢研磨

口腔内でご使用の際は、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ滅菌を行ってからご使用ください。乾燥工程はお避けください。注意 ご使用の際は、過度な速度での作業と過度な押し付けはお避けください。口腔内でご使用の際は、注水下で治療してください。

\*1EVE マンドレル M30HP [別売] に装着してからご使用ください。 \*2EVE マンドレル M20HP [別売] に装着してからご使用ください。

EVE ダイヤポル 27B2X00041000094  
歯科用ゴム製研磨材 一般医療機器