

バキュームミラー



● **お使いのバキュームに接続。**
ミラーヘッドから吸引するバキュームミラー。

● **一人診療時**
バキュームのアシスタントがない場合でも一人での診療を可能にします。

● **補綴セット時**
常に吸い続けるのでミラーで圧排しながら防湿も同時にできます。

● **口腔内の狭い患者様に**
タービン、ミラー、バキュームを入れるスペースがない場合に。

反射率
99%

防曇
加工



前後左右上下にある計22のバキューム孔が、
どのような角度でも吸い残しを許さず
且つ舌や粘膜を吸い込むことはありません。

※大きな切削片や歯石は吸引できない場合があります。

反射率99% 表面反射

反射率99%の表面反射ミラー。
ロジウムコーティング表面反射ミラーと比較し40%明るいミラーです。
<当社比較>

バキュームミラー ロジウムコーティング表面反射ミラー

バキュームミラー用チューブ(別売)

360°回転アダプター付の軽量チューブでミラー操作を妨げません。

接続方法

別売「バキュームミラー用チューブ」をユニットのバキュームに挿して使用します。付属の変換アダプターでφ16mmとφ11mmに対応。

307 別売りアダプターを使用し10mmにも取り付け可能です。

φ11mm
φ10mm

接続方法と吸引力を動画でご覧ください

セット内容



CM2-12
バキュームミラー用チューブ



CM24J399
3本カラーアソート

バキュームミラー

Vacuum Mirror

商品コード	種類	入数	価格
CM24J399	3本カラーアソート(No.4) (ブルー・イエロー・グリーン)	1セット	15,000円
CM2-12	バキュームミラー用チューブ		18,000円
307	アダプター /10mm	1個	900円

販売名: バキュームミラー 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268X00105
販売名: 排唾管アダプター 一般医療機器 届出番号: 27B2X00268000037

