

歯科インプラント・骨再生などの外科施術に有用な
ソフトモノフィラメント縫合糸

Biotex[®]
PTFE(PFOA Free)Suture




PTFE Suture
Painless and Advanced Tissue Healing

Little or no package memory
Soft handling, and knots securely
Biologically inert
Monofilament-Doesn't wick bacteria

Biotex PTFE Suture
The soft monofilament suture

01

Characteristic - 特徴 -



Biotex PTFE Suture


The soft monofilament suture

- ・非吸収性医療用の PTFE
- ・優れた生体適合性を持ち、細胞毒性がなく、組織炎症反応を起こしにくい
- ・柔らかいモノフィラメント構造（1本の繊維で構成）は、手術部位への細菌の浸透を防止
- ・プラークの付着が少ない
- ・しっかりとした結び目と優れた操作性で、確実に縫合することができる

02


Technology - 技術 -

スリムカット三角針



- ・スリムカットの三角針であるため小さな接触面積でスムーズな縫合が行える
- ・周辺軟組織の損傷を最小限に抑える

Drilled Needle




- ・出血や骨補填材の漏出を抑え、より良い予後が期待できる
- ・針と糸のスムーズな結び目

03

The Kind Of Needles - 針の種類 -

逆三角針 (Reverse Cutting Needle)



針断面が逆三角になっています。
硬い歯肉組織であっても、
シャープな切れ味を發揮します。

04

Biotex Products Information - 製品 -

商品コード	商品名	縫合糸			針			希望小売価格	入数
		材質	太さ (規格)	長さ	長さ	サークル	形状		
BCDM00510	BIOTEX 5-0 16RC	PTFE (ポリテトラフル オロエチレン)	5-0	45cm	16 mm	3/8 (弱弯)	逆三角針 (Reverse Cutting Needle)	¥14,500	10本入 / 箱
BCDM00511	BIOTEX 4-0 16RC		4-0		16 mm				
BCDM00512	BIOTEX 4-0 19RC		4-0		19 mm				
BCDM00513	BIOTEX 3-0 19RC		3-0		19 mm				

製造販売元

*ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

Geo
GeoMedi株式会社ジオメディ 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-7-22 ブックローン福岡ビル 7F
(TEL) 092-409-4050 (FAX) 092-409-4051 (WEB) <http://www.geomedi.co.jp>【バイオテックス】 医療機器認証番号: 229AKBZ100035000 医療用品 (02) 縫合糸
指定高度管理医療機器 ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 17467000

販売元

京セラ株式会社 メディカル事業部 本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8501 Tel:075-778-1982 Fax:075-778-1983

<https://www.kyocera.co.jp/prdct/medical/index.html>

東京事業所 東京都品川区東品川3丁目32-42 I-Sビル 〒140-8810 Tel:03-5782-7018 Fax:03-5782-8518

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNビル10F) 〒060-0001 Tel:011-555-3288 Fax:011-281-6525

岡山営業所 岡山市北区豊原町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826

Tel:086-803-3625 Fax:086-225-2289

名古屋営業所 名古屋市東区奥3丁目15-31(住友生命千種ニュータービル6F) 〒461-0004 Tel:052-930-1480 Fax:052-938-1388

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト7F) 〒812-0013

Tel:092-452-8148 Fax:092-452-8177

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003 Tel:06-7178-1898 Fax:06-6350-8157



finesia.world



LINE 登録