

1枚ずつ
PICK
UP!
SPEEDY

zero SERIES

ゼロシリーズ

1枚ずつ取り出せる
快適！ゼロシリーズ

グレイシアゼロ

- ◎グローブはカフ部より1枚ずつ出てきます。
- ◎取り出す際には、カフ部を引っ張るだけ。
- ◎ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクがないため、ボックス内が汚染されません。

 **MORaine
CORP.**
Trading Harmony



仕様 / 製品情報	
サイズ	X S, S, M, L
入数	125枚 / パック × 16 / ケース
医療用検査用 ニトリルグローブの規格	『ASTM D6319』に準拠
抗がん剤に対する 医療用グローブ基準	『ASTM D6978-05』に準拠
医療機器製造販売 届出番号	13B2X10166000010
その他	食品衛生法適合

1枚ずつ取り出せる快適！ゼロシリーズ

zero
SERIES



ゼロエプロン

◎タービン・超音波スケーラーを使用する処置や器具の洗浄時の必須アイテム。◎ポリエチレンを使用し、高いバリア性能を実現します。◎すばやく1枚ずつ衛生的に取り出せるパッケージデザイン。◎首周りが大きく開かず、しっかり防御します。◎肩下までカバーし、肩周りも防御するデザインです。



ゼロマスク

◎フリーサイズ、ラテックスフリー ◎ノーズワイヤーは細い金属製で鼻梁にぴったりと微調整可能です。◎イヤーループ(ゴム部分)はフラットタイプで「耳が痛くなりにくい」仕様です。◎確実に素早く1枚ずつ取り出せます。◎マスクの内側(呼吸部分)に触れることなく取り外せます。◎ポリエチレンバックで包装することにより、ゴミの削減と省スペースを実現しています。◎ディスペンサーを使用することで、グローブ及びエプロンを一緒に設置できます。

ゼロエプロン製品情報

人数 35枚/バック × 20/ケース

寸法 685mm × 1,150mm

カラー
および
品番 ピンク(ZAL-P)・ホワイト(ZAL-W)
イエロー(ZAL-Y)・グリーン(ZAL-G)

ゼロマスク仕様

ASTM F2100-11 (医療用マスク要求レベル):
レベル2

バクテリア濾過効率 (BFE): >99%

微粒子濾過効率 (PFE): >99%

圧力差 (ΔP): <3.2mm H₂O/cm²

液体防御性能: 120mm Hg

難燃性レベル: Class I


ゼロマスク製品情報

人数 32枚/バック × 20/ケース

寸法 95mm × 170mm

zero Dispenser

ゼロ ディスペンサー システム



ゼログローブ、ゼロマスク、ゼロエプロン共通のディスペンサー。必要な場所に必要な種類、サイズのPPEを自由に選択、設置可能です。取り出しやすさはもちろんのこと、スタイリッシュなデザイン、コンパクトさにこだわりました。



with コロナ時代

患者さまもスタッフも守れるクリニックへ

■ 日本総代理店・総発売元

株式会社 モレーンコーポレーション

〒164-0003 東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F

www.moraine.co.jp



(本カタログ内容は令和3年7月現在のものです。) Ver.1

■ 販売元 内外歯材 株式会社

〒543-0062

大阪市天王寺区2-3-10

TEL 06-6771-5553 FAX 06-6779-7518

名古屋営業所

TEL 052-741-7011 FAX 052-741-7014