



パッシブセルフライゲーションブラケット
SHOFU SL ブラケット

GENIUS™ SYSTEM™

Self-Ligating Passive System



SHOFU INC.

GENIUS SYSTEM™

Self-Ligating Passive System



GENIUS SYSTEM

パッシブ × .021スロット という新しいコンセプト

前歯部に.018スロット、オプション JETsystemを追加
バイディメンジョナルテクニクに対応

パッシブセルフライゲーションブラケット

開閉式のシャッターにより4つの面でワイヤーを効率的にコントロールします。
結さつ不要なためケアタイムの削減、患者さまの負担軽減につながります。

.021スロット

スロットとワイヤーの遊びを減少させ、ワイヤーの力を効率的に伝えます。

※使用するワイヤーは、ラウンド .020、レクタングュラー .019 × .025インチ以下を使用。


優れた審美性

ブラケットボディ、スロット、シャッターがセラミック製です(ジニアス クリスタル)。






幅の広いシャッター



丸みのあるデザイン




結さつ可能なタイウイングスペース




スロットエッジ部のラウンド加工



簡便なオープン/クローズ機構



ベース面デザイン



ジニアス クリスタル

ジニアス メタル

GENIUS™ CRYSTAL™



ジニアス クリスタル	包装・価格	
	単品	10入 ¥24,000

(社内処理コード：.018 KN01 / .021 KN02 / オプション KN03)


ジニアスシステムのセラミック製の審美ブラケットです。シャッターまでセラミック製のため、審美性に優れています。タイウィングスペースも備えており結さつても可能です。

部位	フック	トルク	ティップ	.018スロット		.021スロット	
				左	右	左	右
U1 上顎中切歯	無し	14°	5°	GSC1210	GSC1110	GSC3210	GSC3110
U2 上顎側切歯	無し	6°	9°	GSC1220	GSC1120	GSC3220	GSC3120
U3 上顎犬歯	付き	3°	5°	GSC1231	GSC1131	GSC3231	GSC3131
U4&U5 上顎小臼歯	無し	-7°	2°	-	-	GSC3240	GSC3140
L1&L2 下顎切歯	無し	-6°	0°	GSC1310	GSC1410	GSC3310	GSC3410
L3 下顎犬歯	付き	3°	5°	GSC1331	GSC1431	GSC3331	GSC3431


1症例キット 内容	.021スロット	標準医院価格
 上下顎 3-3 犬歯 フック付き	C3W3H	¥29,800
上下顎 5-5 (下顎4-5メタル) 犬歯 フック付き	CU5L33H	¥45,800


オプション JETsystem

部位	フック	トルク	ティップ	.018スロット	
				左	右
U1 上顎中切歯 (ハイトルク)	無し	22°	5°	GSC5210	GSC5110
U2 上顎側切歯 (ハイトルク)	無し	15°	9°	GSC5220	GSC5120
U3 上顎犬歯 (ハイトルク)	付き	11°	8°	GSC5231	GSC5131

1症例キット 内容	.018スロット	標準医院価格
 上顎 3-3(ハイトルク)/下顎3-3 犬歯 フック付き	A3JTHTQ	¥29,800

Identification System





GSCCM
コンサルテーションモデル ジニアスクリスタル
¥58,000

専用インスツルメント (ジニアス クリスタル/ジニアス メタル共用)




BD32001	
ブラケットオープニングドライバー	
包装・価格	1入 ¥4,500

(社内処理コード：KM09)

GENIUS™ METAL



GENIUS™

シニアス メタル	包装・価格	
	単品	10入 ¥16,000

(社内処理コード：.021 KM02)

コバルトクロム合金 (Ni 0.00~0.50wt%) 製の
メタルブラケットです。
シャッターで開閉する6番用もラインナップ。
コンバーチブルキャップを外す際の脱落リスクを避けられます。

部位	フック	トルク	ティップ	.021スロット	
				左	右
U1 上顎中切歯	無し	14°	5°	GSM3210	GSM3110
U2 上顎側切歯	無し	6°	9°	GSM3220	GSM3120
U3 上顎犬歯	付き	3°	5°	GSM3231	GSM3131
U3 上顎犬歯	無し	3°	5°	GSM3230	GSM3130
U4&U5 上顎小臼歯	付き	-7°	2°	GSM3241	GSM3141
U4&U5 上顎小臼歯	無し	-7°	2°	GSM3240	GSM3140
L1&L2 下顎切歯	無し	-6°	0°	GSM3310	GSM3410
L3 下顎犬歯	付き	3°	5°	GSM3331	GSM3431
L3 下顎犬歯	無し	3°	5°	GSM3330	GSM3430
L4 下顎第一小臼歯	付き	-11°	4°	GSM3341	GSM3441
L4 下顎第一小臼歯	無し	-11°	4°	GSM3340	GSM3440
L5 下顎第二小臼歯	付き	-16°	2°	GSM3351	GSM3451
L5 下顎第二小臼歯	無し	-16°	2°	GSM3350	GSM3450

オプション

U3 上顎犬歯	Lフック付き	3°	5°	GSM3232	GSM3132
L3 下顎犬歯	Lフック付き	3°	5°	GSM3332	GSM3432

部位	タイプ	トルク	ティップ	ローテー ション	.021スロット	
					左	右
U6 上顎第一大臼歯	シングル	-17°	0°	6°	GSM3262	GSM3162
L6 下顎第一大臼歯	シングル	-20°	2°	2°	GSM3362	GSM3462

1症例キット 内容

内容	.021スロット	標準医院価格
上下顎 5-5 フック無し	M5WO	¥33,000
上下顎 5-5 犬歯フック付き	M5W3H	¥33,000
上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付き	M5WH	¥33,000



Identification System



GSMCM
コンサルテーションモデル シニアスメタル
¥48,000

