

歯科用硬質石こう

ニューダイヤストーン

歯科用超硬質石こう

ニューダイヤロック Mロック



Features

1986年から改良を重ねた高品質な日本製
高いチキントロピー性により、容易な流し込みと盛り付けが可能



豊富なカラーバリエーション

硬石膏

ニューダイヤストーンノーマル



テンドーオレンジ



イエロー



ホワイト




ブルー



ナチュラルグレイ

ニューダイヤストーン ファースト



パステルオレンジ

ニューダイヤストーン ダストフリー



イエロー

超硬石膏

ニューダイヤロック



メロウブラウン

Mロック



グリーン



ピーチ

Specifications

歯科用硬石膏

ニューダイヤストーン 各種

- クリーミーな練和感で垂れにくく作業がスムーズ。
- 各種印象材に対して優れた適合性。



用途に応じて選べる3種類のラインナップ

ニューダイヤストーン ノーマル 各印象材に幅広く適合

	標準価格	テンダーオレンジ	イエロー	ホワイト	ブルー	ナチュラルグレイ
3kgシンブルパック	3,400円	202330001	202330002	202330003	202330004	202330005
18kg缶	17,100円	202330020	202330021	202330022	—	—
18kg段ボール	16,500円	202330080	202330081	202330082	—	—
1.5kg×12入ダンボール	17,700円	202330090	202330091	202330092	—	—

ニューダイヤストーン ファースト 硬化時間はわずか5分で操作性アップ

標準価格 3kgシンブルパック パステルオレンジ 3,400円 202330030

ニューダイヤストーン ダストフリー 粉末飛散を極力カットしクリーンな環境

標準価格 3kgシンブルパック イエロー 3,650円 202330035

歯科用超硬石膏

ニューダイヤロック

- 低混水量でも硬石膏並みの練和感。
- 高い強度と低膨張率。

歯科用超硬石膏

Mロック

超硬石膏に求められる物性・操作性を兼ねそろえ、コストパフォーマンスに優れています。



標準価格 3kgシンブルパック グリーン 4,100円 202330039
メロウブラウン 4,100円 202330040



標準価格 3kg ビーチ 3,100円 202330110

物理的性質

		種類	標準混水量*	硬化時間(分)	硬化膨張率(%)	圧縮強さ(MPa)
硬石膏	ノーマル	ニューダイヤストーン	23	11	0.20	48
	ファースト	ニューダイヤストーン ファースト	23	5	0.20	48
	ダストフリー	ニューダイヤストーン ダストフリー	23	11	0.20	43
超硬石膏		ニューダイヤロック	19	11	0.08	60
		Mロック	22	11	0.07	55

※粉100gに対する(mL)

関連商品

石膏印象材保管容器 ゆかちゃんBOX

PUSHボタンを押すだけでワンタッチで開く石膏・印象材用のプラスチック保管容器です。開口部には弾性のあるすり切りがあり、片手でスピーディに計量が行えます。

標準価格 3,650円 202330061



酵素系洗浄剤 ウルトラ・クレンジム 150mL

酵素成分によりタンパク汚れや脂質を強力に分解、除去する酵素系洗浄剤

標準価格 6,400円 202600101



剥離型

アルギン酸塩印象材専用剥離材

三菱トレークリーナー Advance 1000mL

- 印象体を溶かさず短時間で柔らかくして剥がせます。
- 液は6倍希釈で繰り返し使用できるので経済的。(実用液1L 1,434円)
- 環境重視廃液クリーン

液の交換目安 約2週間

標準価格 8,600円 202330223

6倍希釈
浸漬時間
1~2時間



溶解型


アルギン酸塩印象材清掃剤

三菱トレークリーナーⅡ 1000mL

- 一晩浸け置きで印象材とトレーの接触部を溶かします。
- 印象材全体を溶かさないので希釈液の汚れを抑えます。
- 網に残った印象材もブラシで簡単に清掃できます。

標準価格 3,200円 202330220

20倍希釈
一晩浸け置き



予め印象体を削り落とす手間がありません。

印象体がついたまま浸漬します。

印象体が柔らかくなり楽にはがせます。



20倍希釈液(1Lの水に本品50mL)に一晩浸漬し取り出した様子

網に絡んだ印象材をブラシで落とす様子

細かい網までスッキリ清掃

販売名 ニューダイヤストーン 一般的名称 歯科用硬質石こう 医療機器届出番号 24B3X00001000002 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
販売名 ニューダイヤストーン ダストフリー 一般的名称 歯科用硬質石こう 医療機器届出番号 24B3X00001000004 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
販売名 ニューダイヤロック 一般的名称 歯科用硬質石こう 医療機器届出番号 24B3X00001000005 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)
販売名 Mロック 一般的名称 歯科用硬質石こう 医療機器届出番号 24B3X00001000011 医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)



製造販売
株式会社菱化デンタル 三重県四日市市富士町1-150

発売
株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)

Morita Global Site: www.morita.com

More Infos about Products: www.dental-plaza.com

掲載商品の標準価格は、2022年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
ご使用に際しましては、製品の添付文書及び取扱説明書を必ずお読みください
仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
製品の色は印刷のため、実際とは異なる場合がございます。

PUB.NO.M6991.1.2208.56.000P.SU/ZU 208530524