

New

PrograMill DRY

プログラミル PM DRY



**THE COMPACT AND
SPECIALIZED
SYSTEM SOLUTION**

→ Connected to you

ivoclardigital.com

ivoclar
digital®

PrograMill DRY

プログラミル PM DRY

プログラミル PM DRY は、乾式加工用の5軸ミリングマシンで、酸化ジルコニウムのクラウンやブリッジ、およびデジタルデンチャーを正確かつ迅速に製造できます。

プログラミル PM DRY は、IvoclarDigital ワークフローに統合されており、歯科修復物を経済的に作成するための快適で信頼性の高い方法をユーザーに提供します。

材料のディスクは、工具を必要とせず、片手で簡単に交換することができます。

特長

- コンパクトサイズ
- オープンシステム
- 工具不要のディスク取付
- 高精度で再現性のある結果
- IvoclarDigital ワークフローに統合



PrograMill
DRY



ivoclar
digital



コンパクトなシステムソリューション

- 酸化ジルコニウム用など、専用機としても
- 歯科技工所内での設置場所に困らないコンパクトサイズ

IvoclarDigital ワークフローに統合

- 簡単、スピーディー、信頼性の高い製造
- Ivoclar Digital CAM ソフトウェアによるプロセスの信頼性と時間の節約
- 包括的なサポートサービス

ディスクのスピーディかつ簡単な交換

- 工具を使用せず、ディスクの取付が可能
- 簡単でユーザーフレンドリーな操作

対応する補綴設計

- クラウン
- ブリッジ
- デジタル デンチャー

加工可能材料


- IPS e.max ジルキヤド プライム
- IPS e.max ジルキヤド
- Ivotion イボーション
- Ivotion デント
- Ivotion デント Multi
- Ivotion ベース
- プロアート CAD Try-In

DIGITAL EXPERTISE UNDER ONE ROOF

製品内容

プログラミル PM DRY

746261 1セット



イボーションデンチャーリング PM DRY

750661 1セット

スピンドルサービスセット PM DRY

746383 1セット

プログラミル CAM セット (RFID リーダー付)

691953 1セット

プログラミル CAM PC

691691EN 1セット

プログラミル サクションユニット

689973EU 1セット

プログラミル PM DRY

| | |
|-----------|--------------------------|
| サイズ | D545 x W450 x H630 mm |
| 重量 | 91 kg |
| 加工方式 | 乾式 |
| 加工軸 | 5 軸 (A 軸 360° B 軸 ± 35°) |
| ディスク装填数 | 1 枚 |
| ミリングバー収容数 | 16 本 |
| スピンドル出力 | 500 W |
| スピンドル回転数 | 60,000 rpm |

加工可能な材料

酸化ジルコニウム/PMMA/ワックス

ミリングバー

ツール イエロー PM DRY



単位：各1本

| 酸化ジルコニウム用 | 1.0c | 2.5c | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.5 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 製品番号 | 748039 | 748040 | 748037 | 748041 | 748042 | 748043 |

ツール グリーン PM DRY

| PMMA/ワックス用 | 0.7c | 1.0c | 2.5c | f1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.5 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 製品番号 | 748047 | 748048 | 748049 | 748050 | 748044 | 748045 | 748046 |

一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット / 販売名：プログラミル PM DRY / 届出番号：13B1X10049VHPMD1/ 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657
www.ivoclarvivadent.jp
info.japan@ivoclarvivadent.com

PRPMD1B01

ivoclar
digital®