

RISKONTROL®

Disposable tips for air/water syringes

ディスポーザブルシリンジチップ
リスコントロール NV



PerfectTM
system



Sterile
By RISKONTROL®


Classic
By RISKONTROL®





ユニバーサル Universal

- 様々なタイプのシリンジに対応するアダプター (別売)
- アダプターの材質はアルマイト加工が施されたアルミニウム、ステンレス鋼、レジン等お持ちのシリンジに簡単に取り付けが可能です。
- キャップのデザインが新しくなり、装着性が向上。



感染予防 Total protection

- 患者や歯科従事者を感染症から守ります。
- 直接的な感染および交叉感染の危険性を効果的に排除します。
- 使い捨てタイプ

柔軟性 Flexible

- 柔軟性があり、指で簡単に好きな角度に曲げることができます。

乾燥したエアー Dry air

- チップの先端まで水回路とエアー回路が分かれているため、エアーに湿気が混じることなく常に乾燥したエアーを使用できます。

実用的 Practical



- グリップは握りやすいデザインで、装着・取り外しが簡単。
- 患者を傷つけないよう配慮した丸みを帯びたチップ形状

経済的 Economical

- 時間の節約 (洗浄・消毒・滅菌が不要)

環境に優しい Ecological

- リサイクル可能な食品等級プラスチックでできています。
- 環境に優しい。
- 焼却しても公害物質はほとんど発生しません。



実寸大

RISKONTROL®



- 1.** リスコントロールを簡単に素早く
着脱することができます。


It's installed ▶

- 2.** リスコントロールチップのエア回路と水回路は、
シリンジの各回路にピッタリとフィットし、
エアに湿気が混じることがありません。

It's fitted ▶

- 3.** 使用中にチップが外れないよう確実にロック

It's locked ▶



チップを曲げても
水とエアの回路は
スムーズ。



それぞれの回路にピッタリ合うので
エアに湿気が混じりません。

水回路とエア回路は内部で各々独立している
ため、エアに湿気が混じることがなく、完全
に乾燥した表面が必要な接着処置やその他の臨
床にも便利です。



未滅菌

1箱250本入
色：白

Classic
By RISKONTROL®



滅菌済

1箱96本入
色：白

Sterile
By RISKONTROL®



RISKONTROL®

リスコントロールが使用できる主なシリンジ



ADEC INOX



ANTHOS




ANTHOS



BELMONT NEW



CASTELLINI



CASTELLINI LOGO NEW



CASTELLINI LOGO New



CASTELLINI V



DCI



DENTALEZ



ENGLE




FA C



FA C2



FA E



FA E2



FA S1



FLEX



KAVO C



KAVO DB



KAVO E



KAVO GB



KAVO HB



KAVO IB



KAVO J



KAVO K



LU INOX



LU V



LU NEW INOX



MORITA 66 TYPE2




MORITA S12



MORITA INOX WS10



MORITA INOX WS97



RITTER COMBIJET




RITTER TOPJET



SIEMENS 2000



SIEMENS 4000



SIEMENS E



SIRONA B



SIRONA L




STERN WEBER



STERN WEBER



TRIDAC II



YOSHIDA 3



YOSHIDA V



アダプタ 各種

標準価格 ¥7,000

※ リストに記載のメーカーの歯科用ユニットでもタイプにより使用できないことがあります。対応・非対応につきましては、事前に弊社またはお取扱店までお問い合わせください。

記載の標準価格は2020年6月現在のもので、税別です。



ピエールローランド社 (フランス)



〒064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
〒532-0033 大阪府淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618
<http://www.hakusui-trading.co.jp/>

2020.06.P.2,000 A01 Ver.2.3.1