

Dental  
Personal  
Protective  
Equipment

が、あなたを護まもります。

エアロゾル感染のストレスから解放されませんか？

# DPPE<sup>\*</sup>ユニフォームはスプレーミストによる エアロゾル感染からあなたの身を護る、 全く新しい歯科医療用プロテクションウェア。

\*DPPEはDental Personal Protective Equipmentの略称です。

ドイツのRKIガイドラインに基づいた感染対策を取り入れ衛生的で清潔な環境下で身を護りませんか。  
有能なスタッフをDPPEを取り入れた感染対策で護ることが他医院との差別化につながります。



## キャップ

- ・髪の毛をエアロゾルからシャットアウトします。
- ・洗練されたデザイン。



首回りに  
ネックガードを  
結んで



端はユニフォームの中へ

## ネックガード

- ・DPPEの个人防护具です。
- ・露出している首を  
エアロゾルからガードします。
- ・ユニフォームの首回りに  
フィットして隙間を遮断します。

## ユニフォーム



- ・エアロゾルが付着しにくいシンプルでフラットなデザインです。
- ・エアロゾルが侵入しにくい形状に縫製しています。
- ・ピンクとシルバーの2種類のタグをご用意。



「Etak<sup>®</sup>」による  
抗菌・抗ウイルス機能繊維加工





&

エアロゾルの付着を防ぐ  
静電気防止効果

# PPEとは

個人防護具 Personal Protective Equipmentの略語です。グローブ、サージカルマスク、アイガード、フェイスシールド、キャップ、ガウンなどのディスポーザブル製品です。

## 抗菌・抗ウィルスのメカニズム

| 未加工品  |   | CLEANSE <sup>®</sup> 加工品   |   |
|---|---|--|---|
| 抗菌・抗ウィルスメカニズム   | 繊維上の細菌の確認試験   | 抗菌・抗ウィルスメカニズム  | 繊維上の細菌の確認試験   |
| 特定の細菌<br>特定のウィルス  |  | 特定の細菌<br>特定のウィルス   |  |
|  |   |  |   |

※抗菌・抗ウィルスメカニズム部分のイラストはイメージです。

## 口腔衛生用抗菌剤をベースに各種試験で高い安全性を確認

| 試験項目         | 結果           |
|--------------|--------------|
| 急性経口毒性(LD50) | 2,000mg/kg以上 |
| 変異原性         | 陰性           |
| 皮膚一次刺激性      | 無刺激          |
| 皮膚連続刺激性      | 無視できる程度      |
| 皮膚感染性        | 陰性           |
| ヒトパッチテスト     | 安全品          |

### 抗菌・抗ウィルス機能繊維加工技術

クレンゼ  
**CLEANSE<sup>®</sup>**

繊維表面をEtak<sup>®</sup>でコーティングし特定の細菌やウィルスの増殖を抑制します。その数は99%に減少、約20種類の細菌・真菌・ウィルスに対する効果が確認済みです。

### 固定化抗菌成分

イータック  
**Etak<sup>®</sup>**

広島大学大学院二川浩樹教授が開発。  
口腔内の治療や洗浄に用いる消毒薬が基材です。

## 歯科医療用ユニフォームとエアロゾルの感染リスク

フェイスシールドや患者さんの顔に水滴やパウダーが飛散している場合、医療用ユニフォームや髪の毛もエアロゾルに曝露しています。しかし、患者さんが感染者扱いをされていると気分を害さないためにも過剰なPPEの装着は控えるべきです。そこでエアロゾル感染からあなたを護る新しいデンタルユニフォーム「DPPE」をおすすめします。



過剰なPPEの装着



DPPEの装着



感染対策マニュアルで紹介されています。

『歯科医院のための感染対策マニュアル  
ドイツのRKIガイドラインに基づいたルーティンワーク』

中村健太郎 監著  
伊藤磨樹・伊藤彩 著  
クインテッセンス出版



ユニフォーム・キャップ・ネックガードの3点セットとなります。

## DPPE デンタルユニフォーム

DPPE Dental Uniform

| 商品コード     | カラー      | 種類 | 入数    | 価格      |
|-----------|----------|----|-------|---------|
| DC-0158   |          | S  |       |         |
| DC-0159   | ピンク(タグ)  | M  |       |         |
| DC-0160   |          | L  |       |         |
| DC-0161   |          | M  | 1着    | 18,000円 |
| DC-0162   |          | L  |       |         |
| DC-0163   | シルバー(タグ) | LL |       |         |
| DC-0164   |          | 3L |       |         |
| DC-0158-B |          | S  |       |         |
| DC-0159-B | ピンク(タグ)  | M  |       |         |
| DC-0160-B |          | L  |       |         |
| DC-0161-B |          | M  | 5着セット | 85,000円 |
| DC-0162-B |          | L  |       |         |
| DC-0163-B | シルバー(タグ) | LL |       |         |
| DC-0164-B |          | 3L |       |         |

ピンクタグのDPPEは3サイズ、  
シルバータグのDPPEは4サイズより  
お選びいただけます。



ピンクタグ



シルバータグ

### DPPEサイズ表

|     | S  | M    | L   | LL   | 3L   |
|-----|----|------|-----|------|------|
| 首回り | 43 | 44.5 | 46  | 47.5 | 49.5 |
| 着丈  | 69 | 71   | 74  | 77   | 78   |
| バスト | 98 | 104  | 110 | 116  | 124  |
| 肩幅  | 38 | 44   | 46  | 48   | 51   |
| 袖丈  | 20 | 20   | 21  | 22   | 23   |



歯科医療用ユニフォームを自宅に持ち帰る行為は、感染の拡大を行なっていることと同じです。  
使用した汚染器材と同様、ユニフォームは洗濯ではなく、再生処理を行います。  
再生処理中にも着用できる、便利な5着セットをぜひご使用ください。

**Etakコーティングは毎日のクリーニングで50回程度の耐久性で定期的に新品に交換する必要があります。**

**スタッフ1名に5着セットを支給、毎日クリーニングすると250日の使用が可能です。**

Premium Plus Japan Co., Ltd.(プレミアムプラスジャパン株式会社)

〒560-0005 大阪府豊中市西緑丘1-1-31 5F

お問合せ窓口：06-6845-0050 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

商品センター：〒561-0805 大阪府豊中市原田南1丁目13番5号  
(製造販売)

商品のクオリティー維持・追求の為、スペック・カラー等を予告なく変更する場合がございます。掲載商品の写真は、印刷により  
実際のカラーと異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※商品は税別価格です。

担当販売店