

デジテストII

電気式歯髄診断器

急激な痛みを与えることなく歯髄の疼痛反応を確認するEPT装置です



ボタンひとつで操作できるハンディタイプです。

スタートボタンを押すと徐々に電気刺激が強くなるオートタイプです。ボタンを離すと電流と数値の上昇が止まります。



電気刺激の上昇スピードは3段階

スタートボタンを押すと設定が切り替わります。



禁忌・禁止

本品をペースメーカーを装着した患者に使用しないこと。

商品構成

- ① デジテストII(本体)
- ② メタルプローブ ロング
- ③ メタルプローブ ショート
- ④ 精密プローブ 頬側用
- ⑤ 精密プローブ 舌側用
- ⑥ 対極クリップ
- ⑦ 対極コード
- ⑧ 電池(9Vアルカリ電池)



別売品

対極コードセット	標準価格 6,200円
⑥対極クリップ、⑦対極コード	206090002
メタルプローブセット	標準価格 4,300円
②ロング、③ショート	206090003
精密プローブセット	標準価格 6,500円
④頬側用、⑤舌側用	206090004
対極クリップ 2個入	標準価格 1,900円
⑥対極クリップ×2	206090005

仕様

- 電源電圧：DC9V
- 出力電流：150 μ A \pm 20% (最大電圧時)
- 外形寸法：L178 \times W39 \times H21 mm (端部)
- 質量：140g (電池含む)

標準価格 72,000円 206090010

販売名：デジテストII
 一般的名称：電気式歯髄診断器
 医療機器認証番号：225AFBZX00100000
 医療機器の分類：管理医療機器(クラスII)
 特定保守管理医療機器

●標準価格の後の数字は品目コードです。●掲載商品の標準価格は、2022年9月22日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●色調は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

製造 パーケル(米国)

製造販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06.6380 2525
 東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03.3834 6161
 お問い合わせ お客様相談センター T 0800.222 8020 (フリーコール)
 <歯科医療従事者様専用>

www.dental-plaza.com

PUB No.M1994.10.2207.1.000LY.IQ/O 208510752