

# V4 system

V4 システム

緊密なコンタクトと解剖学的な豊隆を形成する  
2級窩洞修復用マトリックスシステム

- 光透過素材の採用による深い窩洞、一括充填への重合性が向上
- ニッケルチタン製リングの適切な歯間分離による緊密なコンタクトの再現
- 解剖学的豊隆と辺縁隆線を有するマトリックス形態がレジン修復物の自然な豊隆を再現
- クリアメタルマトリックスの表面に樹脂加工を施しているため、レジン充填後の除去が容易



## V4 リング モラー、プレモラー



- ニッケルチタン製リングによる適切な歯間分離
- 光透過性透明リングのタイン
- オートクレーブ滅菌可能(1,200回以上)

## クリアメタルマトリックス



- 歯牙の解剖学的形状にフィット
- コンポジットレジンに跡を残さず光透過を提供
- 樹脂加工を施しているため、レジン充填後の除去が容易



従来のマトリックス



クリアメタルマトリックス

## V4 ウェッジ



- 歯肉縁上の優れたマトリックスシール
- 光透過性
- 乳頭歯肉にやさしい

製品コード	製品名	内容	
403338	V4 クリアメタルスターターバック	クリアメタルマトリックス (4.5mm、6.5mm) 各 25 個	
		クリアメタルマトリックス (5.5mm) 各 50 個	
403339	V4 クリアメタルアップグレードバック	V4 リング (モラー、プレモラー) 各 1 個	
		V4 ウェッジ (S、M、L、XL) 各 25 個	
		フォーセプス 1 本、ピンツィーザー 2 本	
403324	V4 ウェッジ S (ホワイト)	クリアメタルマトリックス (4.5mm、6.5mm) 各 25 個	
		クリアメタルマトリックス (5.5mm) 各 50 個	
		V4 リング (モラー、プレモラー) 各 1 個	
		V4 ウェッジ (S、M、L、XL) 各 25 個	
403325	V4 ウェッジ M (ピンク)	クリアメタルマトリックス (4.5mm、6.5mm) 各 25 個	
		クリアメタルマトリックス (5.5mm) 各 50 個	
		V4 リング (モラー、プレモラー) 各 1 個	
		V4 ウェッジ (S、M、L、XL) 各 25 個	
403326	V4 ウェッジ L (パープル)	クリアメタルマトリックス (4.5mm、6.5mm) 各 25 個	
		クリアメタルマトリックス (5.5mm) 各 50 個	
		V4 リング (モラー、プレモラー) 各 1 個	
		V4 ウェッジ (S、M、L、XL) 各 25 個	
403327	V4 ウェッジ XL (グレー)	クリアメタルマトリックス (4.5mm、6.5mm) 各 25 個	
		クリアメタルマトリックス (5.5mm) 各 50 個	
		V4 リング (モラー、プレモラー) 各 1 個	
		V4 ウェッジ (S、M、L、XL) 各 25 個	
403328	クリアメタルマトリックス 4.5mm	50 個	
		クリアメタルマトリックス 5.5mm	50 個
		クリアメタルマトリックス 6.5mm	50 個
403332	V4 リング モラー	2 個	
		V4 リング プレモラー	2 個
		V4 リングミックス 2 バック	V4 リング (モラー、プレモラー) 各 1 個
		V4 リングミックス 3 バック	V4 リング (モラー) 2 個、V4 リング (プレモラー) 1 個

販売名：V4 システム 一般的名称：歯科充填・修復材補助器具 医療機器届出番号：13B1X10236Y03920 クラス分類：クラスI (一般医療機器)  
 \*表示価格は、2017年7月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 \*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布信成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>