



## DENTRADE SILANO

デントレード シラノ

コストパフォーマンスに優れたセラミックプライマー

**DENTRADE**  
DENTAL SUPPLY&TRADE



### 1本で処理が完結

ホワイトポスト(ファイバーポスト)、セラミックスやハイブリッドレジンによる修復物の前処理(シランカップリング処理)材です。シラン材を使用した場合、サンドブラスト処理の必要はありません。その他セラミック冠、セラミックインレー、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケットの場合には、サンドブラスト処理をする事で接着強度を増大させます。



### 1液タイプ

ホワイトポスト(ファイバーポスト)に使用した場合20Mpa以上の接着強さを持っています。



### 使用方法

塗布後、弱～中圧のマイルドなエアブローで乾燥させてください。



### 使用できる補綴物

デントレードシラノはホワイトポスト(ファイバーポスト)、セラミックス冠、セラミックインレー、CAD/CAM冠、硬質レジンジャケット冠の補綴物に使用が可能です。

## DENTRADE SILANO デントレード シラノ

販売名：デントレードシラノ  
 一般名称：歯科セラミックス用接着材料 (70815000)  
 指定管理医療機器製造販売認証番号：228AGBZX00074000  
 機器の分類：管理医療機器(クラスII)  
 標準価格：4,400円(5ml)(税込)



[www.dentrade.co.jp](http://www.dentrade.co.jp)

### 有限会社デントレード

〒567-0041  
 大阪府茨木市下穂積4丁目13-107  
 TEL：0120(7)86086  
 FAX：0120(1)86086  
 EMAIL：info@dentrade.co.jp