

ジルコニア・ニケイ酸リチウム・陶材用研削材 HP

適用材料：ジルコニア、アルミナ、プレスセラミック、陶材

マルチセラミック・グラインダー

ジルコニアをなめらかに切削

摩耗しにくく 長寿命

摩耗を抑制

結合剤
(セラミック)

研削材
(ダイヤモンド)



多孔質形状
なので、

水分を含ませやすい

DCM3CA-040

高い切削力をキープ

摩耗
しにくい

なめらかな
切削面

発熱を
抑制

使用時のポイント：

研削時の発熱は低くなっていますが、
使用時はポイントを水に浸漬させたり、
濡らしたスポンジでジルコニアを
保持しながらご使用ください。



形態修正

表面調整



コース



品番	DCB1CA-025	DCB2CA-065	DCB3CA-040	DCB4CA-120	DCB7CA-220	DCB8CA-035	DCB9CA-050
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	3.0	10.0	3.5
最大径	2.5	6.5	4.0	12.0	22.0	3.5	5.0
最高回転数	35,000	30,000	35,000	25,000	25,000	35,000	35,000
価格	4,300円	5,400円	4,800円	6,700円	10,200円	4,800円	4,800円

推奨回転数：毎分12,000回転



ミディアム



品番	DCB1MA-025	DCB2MA-048	DCB2MA-065	DCB3MA-040	DCB4MA-120	DCB5MA-220	DCB6MA-120
作業長/厚み	7.0	13.0	13.0	11	2.5	2.0	6.8
最大径	2.5	4.8	6.5	4.0	12.0	22.0	12.0
最高回転数	35,000	30,000	30,000	35,000	25,000	25,000	25,000
価格	4,300円	4,800円	5,400円	4,800円	6,700円	7,600円	7,600円

推奨回転数：毎分12,000回転

コメット マルチセラミック・グラインダー 届出番号：27B2X00091000061 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町6-35
TEL(06)6773-3333(代表)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2-24-2 TEL(03)3835-2653(代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂6-24-21 TEL(092)575-6060(代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>