

# Brillo CAD Block series

ブリッジCADブロックシリーズ

## Products Line-up



### Smile Block CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)

天然歯のようなグラデーションと透明感



販売名:ブリッジ CAD Smileブロック  
管理医療機器  
認証番号:302AHBZX00025000  
一般的名称:歯科切削加工用レジン材料

CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)  
X線透射性あり

### H Block CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)

290MPaの高強度を実現



販売名:ブリッジ CAD Hブロック  
管理医療機器  
認証番号:230AHBZX00026000  
一般的名称:歯科切削加工用レジン材料

CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)  
X線透射性あり

### Premium Block CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)

優れた物性バランス



販売名:ブリッジCAD PREMIUMブロック  
管理医療機器  
認証番号:302AHBZX00009000  
一般的名称:歯科切削加工用レジン材料

CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)  
X線透射性あり

### S Block CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)

高い研磨性で艶出しが容易



販売名:ブリッジ CAD Sブロック  
管理医療機器  
認証番号:229AHBZX00018000  
一般的名称:歯科切削加工用レジン材料

CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)

# Brillo CAD Block series

ブリッジCADブロックシリーズ

Brillo CAD Block series to meet your needs.

- Brillo CAD - Smile Block
- Brillo CAD - H Block
- Brillo CAD - Premium Block
- Brillo CAD - S Block




Smile Blockの発売に合わせて、ブロック間での色調差を抑え、口腔内でより自然に見えるように白歯用ブロックの色調を調整しました。

※表示価格には消費税は含まれておりません。

種類	シェード					サイズ/ノッチ				標準価格	
	A1	A2	A3	A3.5	A4	S	MS	M	L		
Smile Block	●	●	●	●	-	-	-	● 1ノッチ	-	Mサイズ	¥24,000
H Block	●	●	●	●	-	● 1ノッチ	● 1ノッチ	● 1ノッチ	● 1ノッチ	S/MS/Mサイズ Lサイズ	¥19,900 ¥21,000
Premium Block	●	●	●	●	●	● 1or3ノッチ	-	● 1ノッチ	-	Sサイズ Mサイズ	¥16,000 ¥19,500
S Block	●	●	●	●	-	● 1or3ノッチ	-	● 1ノッチ	-	Sサイズ Mサイズ	¥15,000 ¥18,500

### ブロックサイズ



### CAD/CAM冠シール



### トレーサビリティシール



CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)に対応したブリッジCADブロックシリーズ

### Features

- 滑らかなグラデーションと透明感のある美しさで、天然歯のようなSmile Block
- 優れた物性で、高強度290MPaを実現したH Block
- 強度・研磨性・審美性で良好なバランスをもつPremium Block

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018


エア・ウォーターグループ  
**デンケン・ハイデンタル 株式会社**

本社:京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所


☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360

代理店



**Brillo CAD Block series**


- Smile Block
- Premium Block
- H Block
- S Block



## ニーズに応える CAD/CAM冠用レジンブロック

# Brillo CAD Block

天然歯のような色調・透明感をもつ前歯用、  
高い曲げ強度を求められる大白歯用、  
強度に優れ、研磨性と審美性を兼ね備えた小白歯用をラインナップ。




## 用途に適した優れた物性


## Physical characteristics

乾燥状態、吸水状態共に基準値を大きく上回る高強度を実現します。

[ 3点曲げ強度 **ドライ** ]




[ 3点曲げ強度 **水中** ]




低く抑えられた着色性により、  
口腔内で長期間、色調を維持します。

[ 着色性 ] ※コーヒー水溶液、37℃、24時間浸漬



3万サイクルのブラッシングでも摩耗深さは浅く、優れた耐摩耗性を有しています。


[ 摩耗性 ] ※自社試験方法による



[ その他の物性データ ]

	Smile	H	Premium	S
無機フィラー含有量 (wt%)	74	75	74	70
ビッカース硬さ HV0.2	88	90	88	65
吸水量(μg/mm <sup>3</sup> )	18	17	18	30


## CAD/CAM冠 製作の流れ



屋外でも室内でも天然歯のように見える蛍光性

Fluorescent


※Smile, H, Premiumブロック




予後の治療経過に活きるX線造影性

X-ray contrast

※Smile, H, Premiumブロック



## 支台歯形成のポイント



## マージン形成について



## 装着のポイント

