


Zirgroove point

ジルグループポイントは、ジルコニアシンタリング前のグループ調整に用いるCAD/CAMのミリングバーでは再現できない微細な溝を作り出す事ができます。



グループ調整なし



シンタリング前



シンタリング後



つや出し後



グループ調整あり



シンタリング前



シンタリング後



つや出し後



ジルグループポイントについて

裂溝部分は溝を深く掘るのではなく
溝をはっきりさせる事が大事
ジルグループバーを使用する事で
はっきりとした細かな裂溝形成ができます。

大阪セラミックトレーニングセンター 片岡 繁夫先生

一般医療機器 歯科用研削器材 コード 70908000

Zirgroove point

ジルグループポイント



M4 添付書類が必要な方はお申し付けください

製造販売届出番号：27B3X00257000020
標準販売価格

¥ 1,600



製造販売元 藤原歯科貴金属株式会社

http://www.fdpm.info TEL 0120-44-2680

〒543-0016 大阪市天王寺区桐蔭町 8-2 E-mail harmony2@guitar.ocn.ne.jp