

院内の
洗浄剤

これ1本



歯科業界初



バイオフィルムにも!

5つの酵素で
驚異の洗浄力

血液などの
タンパク質汚れ
Protease
プロテアーゼ

食べ物などの
糖分汚れ
Mannanase
マンナーゼ

多くの汚れに反応するには
それぞれに適した酵素が必要

脂肪などの
脂質汚れ
Lipase
リパーゼ

食べ物・細胞などの
炭水化物汚れ
Amylase
アミラーゼ

食べ物などの
繊維質汚れ
Cellulase
セルラーゼ

1フッシュ25mlの
ポンプが付属

5L



計測メジャー付

1L



中性酵素洗浄剤

NEW

ANIOSYME5
SYNERGY

アニオザイム シナジー 5

歯科業界初の5酵素配合で
洗浄力が大幅にアップ

200倍~400倍の高希釈で経済的

非発泡性であらゆる洗浄用途に対応

品番: ANI2235036 品番: ANI2235095

主成分: 非イオン性界面活性剤、アニオン性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、安定剤、酵素複合体、賦形剤
使用上の注意: 60℃以上のお湯では使用しないでください。5℃~35℃の間で保管してください。直射日光の当たる場所には保管しないでください。

※写真はイメージです。

