



セラミックスを

切る

写真ご提供：松田 信介 先生 (Matsuda Oral Appliance、大阪市)



Quality Products  
Made in Germany





**Komet U K C u t t e r**

ウルトラカッター

# 研磨のしやすい滑らかな切削面で ダイヤモンドポイントの削合力


## 滑らかな切削面

切削面がすりガラス状にならないので  
調整面の性状を確認できます



## 高い切削力

ポーセレン・硬質レジン・メタルをサクサク削る  
ウルトラファインブレード



## 移行部調整

メタルフレームとポーセレンの移行部を  
研磨のしやすい滑らかな面に仕上げます



写真ご提供：松田 信介 先生 (Matsuda Oral Appliance、大阪市)



H139UKによる形態修整



H349による裂溝付与



- CAD/CAM冠
- ポーセレン
- 硬質レジン
- メタル

| 品番       | H77UK-023                                | H129UK-023 | H138UK-023 | H139UK-023 |
|----------|--|------------|------------|------------|
| 最大径      | 2.3mm                                    | 2.3mm      | 2.3mm      | 2.3mm      |
| 作業長      | 5.0mm                                    | 8.0mm      | 8.0mm      | 8.0mm      |
| 適用材料     | CAD/CAM冠、ポーセレン、硬質レジン、ノンプレシャスメタル、プレシャスメタル |            |            |            |
| 適正回転数/毎分 | ポーセレン 25,000 rpm / 硬質レジン、メタル 15,000 rpm  |            |            |            |
| カラーコード   | シャンク：ゴールド / ライン：白                        |            |            |            |
| 標準医院価格   | 4,000円(1本入)                              |            |            |            |

先端径 0.2mm

関連製品

|            |             |
|------------|-------------|
| 「裂溝・窩の形成用」 | H349-005    |
|            | 0.5mm       |
|            | 2.7mm       |
|            | 同左          |
|            | 15,000rpm   |
|            | —           |
|            | 1,200円(1本入) |
|            | 5,400円(5本入) |

届出番号：27B2X00091000004  
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具

※製品形状はほぼ実物大です

お問い合わせは



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-8691 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒816-0093 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060 (代)

URL : <http://www.momose-dm.co.jp/>