

価格表

歯科用器具 洗浄 / 消毒システム

ミーレジェットウォッシャー

PG8591

強力洗浄・大容量タイプ
ドライプラス (ホットエア乾燥機能)

PG8581

強力洗浄・大容量タイプ
エコドライ (余熱乾燥機能)

Miele
PROFESSIONAL

Miele

Step 01

ミーレの機種はどうしますか？

↓	 <p>PG8591</p> <ul style="list-style-type: none"> 洗浄力 大容量 ホットエア乾燥 	 <p>PG8581</p> <ul style="list-style-type: none"> 洗浄力 大容量 余熱乾燥
---	--	---

PG8591 と PG8581 の違いについては、3 ページに詳細な説明があります。

Step 02

トレーの洗浄はしますか？

トレーを洗浄する



トレーを洗浄しない

Step 03








ハンドピースやバキューム管の洗浄はしますか？

全て洗浄する

ハンドピース以外は洗浄する

両方とも洗浄しない

組合せ例 A

 25 トレー洗浄	 6 ハンドピース洗浄	 25 バキューム管洗浄	
 25 ミラー	 25 ピンセット	 25 探針	 25 プローブ

25 人分の基本セットとトレー、バキューム管とハンドピースも洗浄できる

【上段】
A105/1 上段ラック (HP 洗浄機能付)
E337/1 インストールメントスタンド
E800 メッシュトレースタンド
E146 メッシュトレー (× 2 枚)
E363 メッシュトレー
E328 メッシュトレーラック (× 3 枚)
A803 ハンドピースホルダー (× 6 枚)
A800 セントラルフィルター
A804 クリーニングブラシ
A105 上段ラック用スプレーノズル 22 本セット
…ご希望に応じて、本数減の調整が可能です
スプレーノズル分岐アダプター (× 9 枚)








【下段】
A151 下段ラック
E379 メッシュバスケット
ミーレトレースタンド (25 枚用)

【温度低減タンク、洗剤など】
ミーレ用温度低減タンク
404333 ネオディッシャー 液体洗剤 5ℓ
407349 ネオディッシャー すずぎ剤
再生塩 (軟水化装置用)

設置取付費は別途

【標準価格】 合計、税別
PG8591 ￥3,385,300
PG8581 ￥2,885,300

組合せ例 B

 25 トレー洗浄	 0 ハンドピース洗浄	 25 バキューム管洗浄	
 25 ミラー	 25 ピンセット	 25 探針	 25 プローブ

25 人分の基本セットとトレー、バキューム管が洗浄できる

【上段】
A105/1 上段ラック (HP 洗浄機能付)
E337/1 インストールメントスタンド
E800 メッシュトレースタンド
E146 メッシュトレー (× 2 枚)
E363 メッシュトレー
E328 メッシュトレーラック (× 3 枚)
A105 上段ラック用スプレーノズル 22 本セット
…ご希望に応じて、本数減の調整が可能です
スプレーノズル分岐アダプター (× 3 枚)








【下段】
A151 下段ラック
E379 メッシュバスケット
ミーレトレースタンド (25 枚用)

【温度低減タンク、洗剤など】
ミーレ用温度低減タンク
404333 ネオディッシャー 液体洗剤 5ℓ
407349 ネオディッシャー すずぎ剤
再生塩 (軟水化装置用)

設置取付費は別途

【標準価格】 合計、税別
PG8591 ￥3,057,300
PG8581 ￥2,557,300

組合せ例 C

 25 トレー洗浄	 0 ハンドピース洗浄	 0 バキューム管洗浄	
 25 ミラー	 25 ピンセット	 25 探針	 25 プローブ

25 人分の基本セットとトレーが洗浄できる

【上段】
A105 上段ラック
E337/1 インストールメントスタンド (× 2 枚)

【下段】
A151 下段ラック
E379 メッシュバスケット
ミーレトレースタンド (25 枚用)

【温度低減タンク、洗剤など】
ミーレ用温度低減タンク
404333 ネオディッシャー 液体洗剤 5ℓ
407349 ネオディッシャー すずぎ剤
再生塩 (軟水化装置用)

設置取付費は別途

【標準価格】 合計、税別
PG8591 ￥285,240
PG8581 ￥235,240

※ 上記組合せ例は、あくまで一例です。歯科医院の環境やニーズに合わせて最適なバスケット類をご選択いただけるのがミーレジェットウォッシャーの魅力の1つです。是非、弊社および取扱店にご相談ください。

3ステップで選ぶ！ かんたんチャート

ミーレジェットウォッシャーは、歯科医院の環境やニーズによって、様々な仕様を選択することができます。

多種多様な歯科用医療機器を洗浄するために多くのバスケットが用意されているのもミーレジェットウォッシャーの魅力の1つです。

しかしながら、多くの種類があるだけに最初はどれを選択すればいいのか迷ってしまうことも事実です。

ここでは3つの質問を用意いたしました。

チャート式になっていますので、選択に従って進むと、一般的によくご選択いただく仕様を確認していただけるようになっております。

是非、歯科医院に最適な仕様を見つけてください。

Step
03

ハンドピースやバキューム管の洗浄はしますか？

トレー以外 全て洗浄する

トレー、ハンドピース以外は
洗浄する

両方とも洗浄しない

組合せ例



25人以上の基本セット、
バキューム管とハンドピースも洗浄できる

【上段】
A105/1 上段ラック (HP 洗浄機能付)
E337/1 インストゥルメントスタンド
E800 メッシュトレースタンド
E146 メッシュトレ (× 2ヶ)
E363 メッシュトレ
E328 メッシュトレラック (× 3ヶ)
A803 ハンドピースホルダー (× 6ヶ)
A800 セントラルフィルター
A804 クリーニングブラシ
A105 上段ラック用スプレーノズル 22 本セット
…ご希望に応じて、本数減の調整が可能です
スプレーノズル分岐アダプター (× 9ヶ)

【下段】
A151 下段ラック
E378 メッシュバスケット

【温度低減タンク、洗剤など】
ミーレ用温度低減タンク
404333 ネオディッシャー 液体洗剤 5ℓ
407349 ネオディッシャー すずぎ剤
再生塩 (軟水化装置用)

設置取付費は別途

【標準価格】 合計、税別

PG8591 ¥ 3,368,300
PG8581 ¥ 2,868,300

組合せ例



25人以上の基本セット、
バキューム管が洗浄できる

【上段】
A105/1 上段ラック (HP 洗浄機能付)
E337/1 インストゥルメントスタンド
E800 メッシュトレースタンド
E146 メッシュトレ (× 2ヶ)
E363 メッシュトレ
E328 メッシュトレラック (× 3ヶ)
A105 上段ラック用スプレーノズル 22 本セット
…ご希望に応じて、本数減の調整が可能です
スプレーノズル分岐アダプター (× 3ヶ)

【下段】
A151 下段ラック
E378 メッシュバスケット

【温度低減タンク、洗剤など】
ミーレ用温度低減タンク
404333 ネオディッシャー 液体洗剤 5ℓ
407349 ネオディッシャー すずぎ剤
再生塩 (軟水化装置用)

設置取付費は別途

【標準価格】 合計、税別

PG8591 ¥ 3,040,300
PG8581 ¥ 2,540,300

組合せ例



25人以上の基本セットが
洗浄できる

【上段】
A102 上段ラック
E337/1 インストゥルメントスタンド (× 2ヶ)

【下段】
A151 下段ラック
E378 メッシュバスケット

【温度低減タンク、洗剤など】
ミーレ用温度低減タンク
404333 ネオディッシャー 液体洗剤 5ℓ
407349 ネオディッシャー すずぎ剤
再生塩 (軟水化装置用)

設置取付費は別途

【標準価格】 合計、税別

PG8591 ¥ 2,835,400
PG8581 ¥ 2,335,400

※ 上記組合せ例は、あくまで一例です。歯科医院の環境やニーズに合わせて最適なバスケット類をご選択いただけるのがミーレジェットウォッシャーの魅力の1つです。是非、弊社および取扱店にご相談ください。

ミーレ専用洗剤など

ネオディッシャー 液体洗剤

PG 8591 PG 8581



液体洗剤（容量 5ℓ）。ミーレジェットウォッシャーの自動洗浄プログラムに適しており、血液などのタンパク汚れに対する優れた洗浄力を備えた洗剤です。1本で約 70 回使用できます（69 m L/回にて試算）。W140 × D250 × H220mm
【標準価格】 ¥9,500 46800056

ネオディッシャー 液体洗剤（4本入り）

PG 8591 PG 8581



容量 5ℓ（4本入）

液体洗剤（容量 5ℓ）。ミーレジェットウォッシャーの自動洗浄プログラムに適しており、血液などのタンパク汚れに対する優れた洗浄力を備えた洗剤です。1本で約 70 回使用できます（69 m L/回にて試算）。W140 × D250 × H220mm
【標準価格】 ¥36,400 46801050

ネオディッシャー すすぎ剤 mediklar

PG 8591 PG 8581



すすぎ剤（容量 1ℓ）。器具の乾燥促進および乾燥時間の短縮、残留したアルカリ成分の中和、ステイン形成予防を目的としています。1本で約 270 回使用できます（3.6 m L/回にて試算）。
【標準価格】 ¥3,300 46800099

ミーレ用排水温度低減タンク

PG 8591 PG 8581



【A】レギュラータイプ
W130 × D280 × H419mm
満水時容量 13.2ℓ 46800074

【B】ワイド/ロータイプ
W170 × D340 × H300mm
満水時容量 13.2ℓ 46800078

排水温度の低減用タンク。ミーレジェットウォッシャーから排出される約 93°C の高温水を約 60°C 以下に減温し排水する為のタンクです。
【標準価格】 ¥60,000

再生塩（軟水化装置用）

PG 8591 PG 8581



軟水化装置用の専用再生塩。軟水化装置は水道水の不純物（カルシウム、マグネシウム等）を除去し、洗浄品質を確保します。
【標準価格】 ¥1,600 46800098

HEPA フィルター

PG 8591



PG8591 用の HEPA フィルター。強制乾燥合計 200 時間毎で交換が必要です（交換時期は本体液晶画面に表示されます）。
【標準価格】 ¥24,000 46801042

LMセルボマックス LMServoMax

ミーレジェットウォッシャーでの洗浄・消毒に最適！
クラス B オートクレープでの使用も可能！
トレーパーツ入替可能で多様なニーズに対応可能！
インストゥルメントが傷みにくい！
スタッフのケガ防止！



LM feel the difference

Miele

製造業者 Miele & Cie. KG
製造販売業者 ミーレ・ジャパン株式会社

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-3-4-2 TEL(048)884-3951
【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川1-11 千代田小川町クオスタ12階 TEL(03)5217-4618
【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西船場3-2-1 日通ビル1階 TEL(082)207-2870
【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2024.08.P.1,000 B26 Ver.2.8.1

ミーレ ジェットウォッシャー本体

500ℓ / 分の循環水量による強力な洗浄力！



洗浄力

循環水量 500ℓ / 分と様々なモニタリング機能による確実な洗浄

充実の標準装備

軟水化装置、DOS モジュールを標準で内蔵装備

ハンドピース内部の洗浄・乾燥機能

【PG8591】 ホットエアによる強制乾燥機能
【PG8581】 余熱乾燥機能

ISO 規格適合

ウォッシャーディスインフェクターに関する ISO 規格「ISO 15883/1」「ISO 15883/2」に適合

PG8591 と PG8581 の違いは？


乾燥原理が異なります。

PG8591 はハンドピース、コントラ内部まで乾燥も出来るように、スチームコンデンサー^{※1}とホットエアによる強制乾燥機能が装備されています。一方、PG8581 はスチームコンデンサー^{※1}とオートドアオープン機能の組み合わせにより、洗浄槽内の被洗浄物の乾燥を促進します^{※2}。

※1 スチームコンデンサー：洗浄槽で発生した蒸気を冷却して凝縮させ、水に戻す装置。
※2 PG8581 でハンドピース洗浄を行った場合は、洗浄後、エアガンによりハンドピース内部に残留した水分を排出してください。



ミーレ ジェットウォッシャー PG8591



【外形寸法】 天板有：W600 × D600 × H835mm
天板無：W600 × D600 × H820mm
【洗浄槽】 W535 × D485 × H630mm
【電源電圧】 3 相 200V / 50Hz または 60Hz 20A
【重量】 約 78kg
【循環ポンプ能力】 500ℓ / 分
【標準価格】 ¥2,300,000
【取付費】 別途
50Hz：46801010 / 60Hz：46801011

医療機器製造販売元番号：13B2X10362000017

ミーレ ジェットウォッシャー PG8581




【外形寸法】 天板有：W600 × D600 × H835mm
天板無：W600 × D600 × H820mm
【洗浄槽】 W535 × D485 × H630mm
【電源電圧】 3 相 200V / 50Hz または 60Hz 20A
【重量】 約 74kg
【循環ポンプ能力】 500ℓ / 分
【標準価格】 ¥1,800,000
50Hz：46801000 / 60Hz：46801001
【取付費】 別途

医療機器製造販売元番号：13B2X10362000016

上段ラック

下段ラック


A105/1 上段ラック HP洗浄機能付



合計 22 本までのハンドピースの洗浄が可能[※]
【外寸】 W528 × D528 × H202mm
【標準価格】 ¥120,000 46801031


※ 熱消毒洗浄機対応マークがついている歯科用ハンドピースに限りません。

A102 上段ラック



【外寸】 W529 × D530 × H208mm
【標準価格】 ¥93,000 46801131

A151 下段ラック



ラック内の有効高さ H210mm 以内
【外寸】 W530 × D523 × H90mm
【標準価格】 ¥70,000 46801040

ハンドピースホルダー・セントラルフィルター

A105 上段ラック用スプレーノズル


PG 8591 PG 8581



A105/1 上段ラック用の洗浄ノズルです。(1本単位、または22本セット)
 【標準価格】 ¥2,400 46801039 ※1本
 【標準価格】 ¥45,000 46801043 ※22本セット

A800 セントラルフィルター (上段ラック)

PG 8591 PG 8581



A105/1 上段ラックと A803 ハンドピースホルダーを使用してエアタービン、コントラアングルを洗浄する際に使用するフィルター。
 【標準価格】 ¥84,000 46801033

A803 ハンドピースホルダー (上段ラック)

PG 8591 PG 8581



エアタービン、コントラアングル洗浄用の専用ホルダー
 【標準価格】 ¥34,000 46801034

A803 ハンドピース延長アダプター


PG 8591 PG 8581



A803 ハンドピースホルダーと、AUF2 ハンドピースホルダーを併用する場合に使用します。
 【標準価格】 ¥2,400 46801138

A804 クリーニングブラシ


PG 8591 PG 8581



セントラルフィルターのクリーニング用ブラシ
 【標準価格】 ¥7,000 46801135

スプレーノズル分岐アダプター (A105上段ラック用)

PG 8591 PG 8581



A105/1 上段ラック (ハンドピース洗浄機能付) のスプレーノズルを2分岐します。ハンドピースの洗浄と同時にバキュームを洗浄する場合やバキューム本数が多い場合にお勧めです。
 【標準価格】 ¥5,500 46801035

AUF2 ハンドピースホルダー

PG 8591 PG 8581



エアタービン、コントラアングル洗浄用の専用ホルダー (セラミックフィルター5個付)。(※ PG85 シリーズに使用時はホルダー個々に1ヶ A801 アダプターが必要です。)
 【標準価格】 ¥37,000 46800049

シリコンアダプター

PG 8591 PG 8581



ADS1 コントラ用 φ20mm ホワイト (1個) 46800050
 ADS2 タービン用 φ16mm グリーン (1個) 46800051
 ADS3 コントラ用 φ22mm オレンジ (1個) 46800052

AUF2 ハンドピースホルダー個々に組み合わせて使用します。
 【標準価格】 ¥6,500

A801 ハンドピースホルダー用アダプター

PG 8591 PG 8581



A105/1 上段ラックで、AUF2 ハンドピースホルダーを使用する際にこのアダプターが必要になります。
 NSK 社製タービン (パテラス、マツハカップリング) など。
 【標準価格】 ¥8,000 46801036

HP用セラミックフィルター (20個入)

PG 8591 PG 8581



AUF2 ハンドピースホルダー用。内部に異物が入らない様にするためのフィルター。A800 セントラルフィルター使用時は不要。
 【標準価格】 ¥25,000 46800053

バスケット・インサート類

E146 メッシュトレイ

PG 8591 PG 8581



インスツルメント洗浄用。蓋付でインスツルメント類、バキュームチップや耐熱樹脂の洗浄にお勧めです。また、器具を種類別に収納して洗浄するためにも有効です。メッシュ粗さ：蓋 8mm、サイド 1.7mm、底 3mm
W150 × D225 × H55mm 【標準価格】 ¥52,000 46800030

E363 メッシュトレイ

PG 8591 PG 8581



インスツルメント洗浄用。蓋付でメッシュ粗さが1mmであり、器具を種類別に収納して洗浄するためにも有効です。メッシュ粗さ：1mm
W150 × D225 × H55mm 【標準価格】 ¥72,000 46800031

E131 メッシュトレースタンド

PG 8591 PG 8581

※下段ラックのみで使用可能



メッシュトレイ (E146/E363) を立てるためのスタンドです。メッシュトレースタンドに立てて洗浄することで、より確実に洗浄を行うことが出来ます。メッシュトレイ 5 個収納可能。
W180 × D495 × H168mm 【標準価格】 ¥30,000 46800033

E800 メッシュトレースタンド

PG 8591 PG 8581



E131 と同様にメッシュトレイ (E146/E363) を立てるためのスタンドです。E131 よりサイズが小さいため上段ラックでの使用がお勧めです。メッシュトレイ 3 個収納可能。
W140 × D290 × H165mm 【標準価格】 ¥30,000 46800034

E328 メッシュトレイラック



E146/E363 メッシュトレイ用。メッシュトレースタンドに立てる際に使用し、メッシュ底からインスツルメントの先端が飛び出ることを防止します。
【標準価格】 ¥6,800 46800032

E473/2 バスケット

PG 8591 PG 8581



小物洗浄用蓋付バスケット。ラックの空きスペースを活用して、上段・下段ラックに引っ掛けて使用します。
W60 × D60 × H85mm 【標準価格】 ¥23,000 46800077

E337/1 インスツルメントスタンド

PG 8591 PG 8581



デンタルミラー、両刃インスツルメントやピンセット等のインスツルメントを立てて効率よく洗浄するためにお勧めです。
W173 × D445 × H149mm 【標準価格】 ¥110,000 46800068

E802/1 インスツルメントスタンド

PG 8591 PG 8581



E337/1 と同様ですが、小さいため、特に省スペースタイプの G7831 での使用がお勧めです。
W163 × D295 × H149mm 【標準価格】 ¥110,000 46800069

E378 メッシュバスケット

PG 8591 PG 8581

※下段ラックのみで使用可能



様々な器具の洗浄用バスケット。下段ラックに設置して、様々な器具を平面置きで洗浄することができます。
メッシュ粗さ：1.7mm
W460 × D460 × H80+30(持手部)mm 【標準価格】 ¥78,000 46800036

E379 メッシュバスケット

PG 8591 PG 8581



様々な器具の洗浄用バスケット。上下段ラックで使用できるサイズで、特にミレトレースタンド (25 枚用) と組合せて使用するとスペースを有効に利用できます。メッシュ粗さ：1.7mm
W180 × D445 × H80+30(持手部)mm 【標準価格】 ¥65,000 46800037

E430 メッシュバスケット


PG 8591 PG 8581



様々な器具の洗浄用バスケット
メッシュ粗さ：5mm
W150 × D445 × H40mm 【標準価格】 ¥38,000 46800038

E522/1 トレー洗浄用スタンド

PG 8591 PG 8581



印象用トレーを9個洗浄可能
W100 × D190 × H140mm 【標準価格】 ¥50,000 46800067

E130 トレースタンド

PG 8591 PG 8581



トレー洗浄用スタンド。大型トレー用。
W180 × D445 × H180mm 【標準価格】 ¥32,000 46800044

E339/1 トレースタンド

PG 8591 PG 8581

※下段ラックのみで使用可能



トレー洗浄用スタンド (12枚用)
W305 × D468 × H115mm 【標準価格】 ¥50,000 46800070

ミーレトレースタンド / 2 (25枚用)

PG 8591 PG 8581


※下段ラックのみで使用可能



トレー洗浄用スタンド (25枚用)。基本セット用。トレーの洗浄にお勧めです。
P85シリーズの下段ラックに2ヶ設置することが可能です (最大でトレー50枚の洗浄が可能)。
W260 × D490 × H105mm 【標準価格】 ¥30,000 07800332

E441 マイクロインストゥルメントトレー

PG 8591 PG 8581



マイクロインストゥルメント用トレー
メッシュ粗さ：1.7mm
W183 × D284 × H60mm 【標準価格】 ¥92,000 46800035

E521 鉗子スタンド

PG 8591 PG 8581



抜歯鉗子や矯正用プライヤーの洗浄用スタンド (7本用)
W100 × D189 × H105mm 【標準価格】 ¥27,000 46800043

E520 ファイルスタンド

PG 8591 PG 8581



エンドインストゥルメント用スタンド
W75 × D30 × H45mm 【標準価格】 ¥12,800 46800042

E491 バー洗浄用スタンド

PG 8591 PG 8581



FGバー及びコントラバーの洗浄、特にインプラント用ドリルの洗浄にお勧めです。
W70 × D120 × H53mm 【標準価格】 ¥130,000 46800066

超音波ハンドピース・チップ洗浄スタンド

PG 8591 PG 8581



超音波スケーラーハンドピース (5本)・超音波スケーラーチップ用 (10本) 洗浄スタンド
W180 × D90 × H110mm 【標準価格】 ¥90,000 46801044