

ZOO

からの お知らせ

ZOOミニをご使用いただいている方に
ZOOやZOOJRも使っていただくと
口が大きく開き、吸引力も強いので、とても使いやすい！
と好評をいただいております。
そこで、今回は色々なデモを準備いたしました。

【申込番号】

- 1 ZOO α
- 2 C-ZOO α
- 3 ZOOJR α
- 4 C-ZOOJR α
- 5 ZOOミニ
- 6 ZOOミニ α
- 7 C-ZOOミニ α
- 8 モリタ用アダプター

ZOOの特徴

バネの サイズ	ミニ バキューム	コントローラー	価格 (税込)
大	○	×	¥24,200
大	○	○	¥29,700
中	○	×	¥24,200
中	○	○	¥29,700
小	×	×	¥19,800
小	○	×	¥24,200
小	○	○	¥29,700
—	—	—	¥ 6,600

■ バネのサイズ



小 中 大


患者様の口の大きさに合わせて選びます。
バネの高さ ZOO ミニ 約1cm[小]・ZOO
JR. 約1.5cm[中]・ZOO 約2cm[大]

■ ミニバキューム

ミニバキュームは根管内吸引・乾燥等に
使用できます。ペーパーポイントの使用
も少量ですみます。



■ コントローラー



無段階に吸引力を調整でき、必
要な時だけ吸引出来るので便
利です

モリタのバキュームには
「11ミリ」をご使用ください
モリタバキュームは直径10ミリと
なっています。11ミリでも十分ご
使用いただけますが、外れやすい
場合は「モリタ専用アダプター」を
をご併用ください。

モリタ用
アダプター
6,600円(税込)

※オートクレープ可能



デモの申し込みは裏面をご覧ください

ZOOの全てがわかる YouTube 動画集

これからZOOを考えられている方、すでにご使用していただいている方に向けて、

Coolex(海外名)=ZOO(日本名)

ZOOの装着方法から活用方法、アドバイスなども全てがわかる動画集をYouTubeで作成しました。

バキュームチップZOOの上顎への装着方法とコツ(1:03)	歯科バキュームチップ ZOOモリタ用アダプターの説明(0:56)
バキュームチップZOO下顎、S字カーブの付け方(1:05)	歯科医が患者になった時、ZOOを使って治療を受けた感想!(3:29)
バキュームチップZOOバネの位置(1:08)	Futudent -test video 7 Preparation of molar - Aoshima Dental Office 青島徹児先生
ZOOを使えばなぜ名医になれるのか?(4:49)	ZOO 1 吉田各先生
歯科・バキュームチップZOO取説解説(その1)	How to use of c-Zoo Jr.alfa (COOLEX B) 英保裕和先生
ZOOを初めて購入する時、何を選べば間違いないか!(5:34)	Coolex: New Isolation Tool for adhesive dentistry 英保裕和先生
バキュームチップZOOワンポイントアドバイス①(0:40)	他にもZOOに関わる動画を 多数公開しています  視聴はこちら
ZOOチューブ交換方法・バネの修正方法(2:54)	

ZOOデモの申し込み方法

各項目をご記入いただき、歯科商店の担当者様にお申込み下さい
デモは担当者様を通じて届けられ、回収されます。デモ期間は14日間です。

歯科商店名	歯科商店の担当者名
歯科医院名	電話番号
歯科医院住所	

ご希望のZOOデモの申込番号を 1つ選び○をつけてください	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
モリタ用アダプターを希望する・しない どちらかに○をつけてください	<input type="checkbox"/> 希望する <input type="checkbox"/> 希望しない
オサダチェアーの方は □にチェックを入れてください	<input type="checkbox"/>

*歯科商店の担当者様はデモを内外歯材株式会社にお申込み下さい。
販売名:多機能バキュームチップ 一般的名称:歯科用吸引管 管理医療機器 21100BZZ00012000 製造販売元:株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原53

内外歯材株式会社

【本社】 〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目3-10 TEL: 06-6771-5553 FAX: 06-6779-7518	【名古屋営業所】 〒464-0075 名古屋市千種区内山1丁目2-6 TEL: 052-741-7011 FAX: 052-741-7014
--	---

内外歯材株式会社へのデモ申し込みが困難な歯科商店様は
FAX:06-6344-4177 有限会社アプトまでFAXでデモをお申込み下さい。



ZOO 歯科 <https://www.apl-inc.jp/zoo>