

HAGOROMO

歯科用患者エプロン PDA-18

成人・小児兼用タイプ

表面



裏面



ええっ!?
面ファスナーなし!?

面ファスナーで患者さんの衣類を
傷付ける心配がありませんよ!!



面ファスナー
(当社SDA-18)



Q : 面ファスナーがないのに
どうやって着用するの?

Q : 腕が上がらない僕でも
着ることができるかな?



A : 裏面に滑り止め加工(実用新案登録済)をしてあるから
肩に掛けるだけで簡単に着用できるよ!!



パノラマ撮影の場合は
前後逆に着用してね!!



その他の特長

撮影しやすい

前身頃と後身頃の継ぎ目がないため、
防護衣が肩から浮き上がりず体にフィット

手入れしやすい

表面生地に付着物を落としやすいフッ素コーティング加工

清潔

表面生地に抗菌加工(抗菌製品技術協議会SIAA登録済)

安全

裏面生地に内部遮へいシートの状態を目視での確認が
可能となるスケルター加工(特許取得済、意匠登録済)

※スケルター加工の詳細はこちらから

[ホームページ](#)> [製品カタログ](#)> [刺繍・動物キャラクター加工、スケルター](#)



製品情報

規格番号：PDA-18

希望小売価格：29,000円(税抜価格)

着丈：66cm

前幅：50cm

重量：1.0kg 約41%軽量化※1

鉛当量：0.175mmPb

カラー：グリーン

付属品：専用ハンガー

クラス分類：クラスI(一般医療機器)

一般的名称：放射線防護用前掛

JMDNコード：38355000

製造販売届出版売名：HAGOROMO ソフライト

製造販売届出番号：13B3X00111001031

JANコード：4580471460078

※1 当社SDA-18比較値

[ホームページ](#)> [WEB先行情報](#)> [歯科用患者エプロン](#)



株式会社 **マエダ**

<https://maeda-hagoromo.com>



医療機器製造業登録番号：13BZ005012

第三種医療機器製造販売業許可番号：13B3X00111

類別：機械器具11 放射線障害防護用器具

クラス分類：一般医療機器(クラスI)

特定保守管理医療機器：非該当

一般的名称、製造販売届出版売名・届出番号、型式は、各製品毎に記載。

営業部・経理部・工場

TEL.03-3880-8881 FAX.03-3880-8884

〒123-0845 東京都足立区西新井本町5-4-12

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷3-11-9 TEL.03-3811-7315

E-mail: info@kk-maeda.com

記載の製品は、予告なく仕様その他を変更することがあります。

記載の価格には、消費税、荷造運送費などは含んでおりません。別途申し受けます。

※本カタログの無断転載を固く禁じます。

カタログに記載している各製品の重量は、表示の鉛当量での製品重量を算出し、表示桁数未満を四捨五入したものです。製品比較検討の目安としてお使いいただけることを目的として表示しております。完成品の重量にはバラツキもあります。

本カタログは2023年5月現在のものです。

取扱店