

## ジルコニアのカットに シンタードダイヤモンドジスク HP

躊躇ない切れ味



ハイブリッドレジン

プロビジョナル、  
レジンモックアップの形態修正



ノンプレシャス硬金属

Co-Cr 合金焼成後変形児での  
蟻着用間隙作成

✓ シンタードダイヤとは？

表面のダイヤモンド粒子が剥がれても中から新しいダイヤモンド粒子が出てくるため、表面だけにダイヤモンド粒子を電着させたものより耐久性に優れ、高い切れ味が持続します

※写真は実物大ではありません



☒ 1入

品番	#942-140	#942-200	#6942-200
粒度	ミディアム(107μm)	ミディアム(107μm)	コース(151μm)
直径	14.0	20.0	20.0
厚み	0.17	0.17	0.17
ダイヤ粒子	外周全体	外周全体	外周全体
適正回転数	25,000	15,000	15,000

製品動画  
はこちら▶



動画提供：株式会社いね社様(栃木県)

医療機器の分類：一般医療機器  
一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材  
販売名：コメットダイヤモンドジスク  
届出番号：27B2X00091000009

コメット 技工キャンペーン ラボ向け

## LOVE THE JOB! 2023

5/22~10/20

100 years