



自己接着性レジンセメント  
ビューティリンク SA

追加発売のご案内

お得な **ダブルパック** をご用意



1本入より  
お得!

ビューティリンク SA  
ダブルパック

9mL(15.6g)×2本 … ¥21,600

【付属品】 スパチュラ 1、紙練板 1、ステップカード 1  
【色 調】 1色(アイボリー)

ビューティリンク SA 1本入

9mL(15.6g) … ¥12,000

【付属品】  
スパチュラ 1、紙練板 1、ステップカード 1  
【色 調】  
3色(クリア、アイボリー、オパール)

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
ビューティリンク SA	歯科接着用レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00032000

SHOFU INC.

# 各種補綴装置に前処理材無し※で接着可能

※PEEK材を除く

新規高反応性シランカップリング剤および松風独自の接着性モノマーの配合により、ガラスセラミックスやCAD/CAM用レジン材料をはじめとする各種補綴装置に対し高い接着強度が得られます。



★+前処理材でPEEK材にも対応!

※ 前処理にCAD/CAMレジン用アドヒーズブをお使いいただくことで、PEEK材の接着にもお使いいただけます。



BeautiLink SA

製品の詳細は  
コチラをCHECK!



## ビューティリンク SAモニターアンケート結果


※2022年9月, 2023年8~10月実施 歯科医師向けアンケート(n=376) 株式会社松風調べ

### 1 余剰セメントの除去しやすさは?

84% が「普通」~「除去しやすい」と回答

【多かった意見】 ○除去しやすい (一塊でとれる)

★適正な照射時間(1~2秒)で除去することで一塊で綺麗に除去できます。



余剰セメントの  
除去動画をCHECK!

### 2 術後疼痛発生率

0.32%


本品を有髄歯に用いた2497症例中、

術後疼痛が発生したと回答があったのはわずか8症例でした。

### 3 操作性

99.5% が「普通」~「とても良い」と回答

【多かった意見】 ○練和しやすい ○流動性が良い



取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2024年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595 2409FJJSi-01