

前処理材不要!*

CAD/CAM 冠や金属冠などの
各種補綴装置にマルチに対応

Giomer ジャイオマー

自己接着性レジンセメント

ビューティリンクSA




ビューティリンクSA オートミキシングに

お得に使える **トリプルパック** 新発売!

1~25°Cの
常温保管可能

トリプルパックの色調: 1色



アイボリー (I)

0.3mm 0.5mm 1.0mm

A2相当の色調
マージンラインが視認される
症例に適しています。

1本入は3色
(クリア、アイボリー、オパール)



1本入より
お得!

ビューティリンクSA
■ オートミキシング

3本入

【内容】
ペースト 5.0mL (8.6g)×3、
松風ミキサーチップ(ショート)10×3、
ステップカード 1

併せて使うと
接着強さUP!

併用でさらに接着強さUP!
ビューティボンド Xtreme

※CAD/CAM冠等、より高い接着強さを
求める場合は、窩洞または支台歯に対して
ビューティボンド Xtremeによる前処理を
行なうことを推奨します。

(PEEK材を除く)



➕ 前処理材で
PEEK材にも対応!



CAD/CAMレジン用
アドヒーシブ

※前処理にCAD/CAMレジン用
アドヒーシブをお使いいただくこ
とで、PEEK材の接着にもお使い
いただけます。

(CAD/CAM冠用材料(V)の保険適用必須要件です。)



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティリンクSA	歯科接着用レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00032000

ビューティリンクSA ラインアップのご紹介



38
点

歯科用合着・接着材料
(レジン系・自動練和型)

ビューティリンクSA

■ オートミキシング

5.0mL (8.6g) 1本

【内容】ペースト 5.0mL (8.6g)、
松風ミキサーチップ (ショート) 10、
ステップカード 1

【色調】3色 (クリア、アイボリー、オペーク)



17
点

歯科用合着・接着材料
(レジン系・標準型)

ビューティリンクSA

■ ハンドミキシング

9.0mL (15.6g) 1本

【内容】ペースト 9.0mL (15.6g)、
スパチュラ 1、紙練板 1、
ステップカード 1

【色調】3色 (クリア、アイボリー、オペーク)

お得に購入できるダブルパック!



2
本

ビューティリンクSA

■ ハンドミキシング
ダブルパック

【内容】ペースト 9.0mL (15.6g)×2、
スパチュラ 1、紙練板 1、
ステップカード 1

【色調】1色 (アイボリー)

【製品概要】

- X線造影性あり
- 保管温度 1~25℃
- 被膜厚さ 14μm
- シリンジ1本あたりの使用可能回数※: オートミキシング 22回、
ハンドミキシング 120回

※第一小臼歯クラウン接着を想定

関連製品



CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合に前処理材としてお使いください

- 1本で各種被着体に接着可能なアドヒーシブ
- 知覚過敏抑制や象牙質レジンコーティングにも



管理医療機器 認証番号
302AKBZX00026000

歯科用象牙質接着材
ビューティボンド Xtreme
1セット

【内容】ビューティボンド Xtreme 5.0mL、
デイスボブラシ ファイン (ピンク) 50、
松風Vディッシュ 25

お得なトリプルパックもご用意



3
本

ビューティボンド Xtreme
トリプルパック
5.0mL×3本



PEEK材と接着する場合、
前処理材として補綴装置側に
CAD/CAMレジン用アドヒーシブを塗布してください



管理医療機器 認証番号
304AKBZX00039000

歯科レジン用接着材料
CAD/CAMレジン用アドヒーシブ
5mL



ポストセメンテーション用
ビューティリンクSA オートミキシングに
装着してお使いください



一般医療機器 届出番号
26B1X00004000229

歯科用練成器具
松風ミキシングセット
ミキサー 40個
ノズル (細) 40個



ビューティリンクSAについて
動画でcheck!

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

取扱い店